

## هشدار:

❗ محلول‌های مورد بررسی ممکن است داغ یا خطرناک باشند. در این مواقع در صورت تماس با مایع از محافظ و لباس‌های محافظتی استفاده کنید. تنها به تماس پیدا نکردن با محلول‌ها اکتفا نکنید.

❗ در هنگام استفاده مراقب باشید پراب آسیب نبیند و پس از استفاده حتماً پراب را در داخل نگهدارنده آن قرار دهید.

❗ در هنگام تمیز کردن پراب بیش از حد به نوک آن فشار وارد نکنید.

در صورت هرگونه تغییر در محتویات این دفترچه، نسخه جدید آن در سایت اینترنتی شرکت کنترل سیستم خاورمیانه به نشانی [www.ControlSystemco.com](http://www.ControlSystemco.com) قابل دریافت است.

❖ پسورد پیشفرض برای ورود به منوها "7777777" می‌باشد.

### گارانتی:

شرکت کنترل سیستم خاورمیانه تضمین می‌کند که کانداکتیویته متر آزمایشگاهی **پریسماتک** از نظر قطعات به کار رفته و همچنین عملکرد آنها عاری از هرگونه نقص باشند. این شرکت متقبل می‌شود که در صورت نیاز، بدون هیچ‌گونه هزینه‌ای اقدام به تعمیر یا تعویض دستگاه نماید.

➤ هرگونه نقصی باید حداکثر یک سال پس از خریداری دستگاه به شرکت اطلاع داده شود.

➤ **در صورتی که هرکدام از بخش‌های دستگاه دستکاری شده باشند گارانتی لغو می‌گردد.**

➤ شرایط دقیق گارانتی در برگه گارانتی ارائه شده همراه با دستگاه آورده شده است.

لطفاً قبل از ارسال موارد دارای نقص برای سرویس، کالیبراسیون، تنظیمات یا تعویض جهت آگاهی از نحوه بسته‌بندی و ارسال محصول، با شرکت تماس حاصل فرمایید:

[www.ControlSystemco.com](http://www.ControlSystemco.com)



## فهرست

بخش اول: کلیات ..... ۱

ویژگی‌ها ..... ۱

بخش دوم: اصول کارکرد دستگاه ..... ۳

کاندوکتانس ..... ۴

ثابت سلول ..... ۴

کانداکتیویتی ..... ۵

روش کار کانداکتیویتی متر ..... ۵

بخش سوم: معرفی ..... ۹

قسمت‌های اصلی ..... ۹

۱- بدنه اصلی: تمامی قطعات الکترونیکی و نمایشگر دستگاه در این قسمت قرار دارد. .... ۹

۲- پراب ..... ۹

۳- کابل ارتباطی پراب ..... ۹

۴- کانکتور پراب ..... ۱۰

۵- نگهدارنده پراب ..... ۱۰

۶- صفحه نمایشگر لمسی ۴,۳ اینچی ..... ۱۰

۷- دکمه Power ..... ۱۰

اتصالات و پورت‌ها ..... ۱۱

۱- محل اتصال کابل تغذیه ..... ۱۱

- ۲- کانکتور پراب ..... ۱۲
- ۳- پورت ارتباط با کامپیوتر ..... ۱۲
- ۴- پورت USB ..... ۱۳
- پراب ..... ۱۴
- ۱- هد (Head) ..... ۱۴
- ۲- بدنه پراب (Probe Body) ..... ۱۴
- ۳- گلند کابل گیر (Cable Gland) ..... ۱۴
- ۴- الکترودها (Short/Long Electrods) ..... ۱۴
- ۵- محفظه شیشه‌ای پراب (Probe Glass Cover) ..... ۱۵
- بخش چهارم: راهنمای استفاده** ..... ۱۷
- شروع به کار با دستگاه ..... ۱۷
- توصیه‌های ضروری ..... ۱۸
- ذخیره سازی نتایج حاصل از اندازه‌گیری ..... ۱۹
- کالیبراسیون ..... ۲۱
- کالیبراسیون دماسنج ..... ۲۱
- کالیبراسیون کانداکتیویتی ..... ۲۴

با تشکر از انتخاب شما، کانداکتیویته مترهای آزمایشگاهی **پریسماتک** سری BPTCond قادر به اندازه‌گیری میزان کانداکتیویته در واحدهای  $\mu\text{S}/\text{cm}$ ،  $\text{mS}/\text{cm}$  و دما در واحد درجه سانتیگراد یا فارنهایت می‌باشند. این دستگاه قابلیت ذخیره‌سازی نتایج حاصل از اندازه‌گیری را همراه با لیبیل مخصوص هر اندازه‌گیری تا ۶۰۰۰ نمونه در حافظه خود دارا می‌باشد. این دستگاه قبل از عرضه به صورت کامل با مواد استاندارد کالیبره شده و واحد خدمات پس از فروش شرکت کنترل سیستم خاورمیانه پاسخگوی خدمات مورد نیاز مشتریان می‌باشد.

جهت آگاهی از نحوه استفاده از دستگاه، لطفاً این راهنما را به صورت کامل مطالعه نمایید. هرگونه استفاده خارج از موارد ذکر شده در این دفترچه ممکن است باعث ابطال گارانتی دستگاه و یا آسیب جدی به آن گردد.

جهت دسترسی به آخرین نسخه این دفترچه راهنما و همچنین خدمات پشتیبانی فنی محصولات **پریسماتک** می‌توانید به وبسایت ما به نشانی [www.ControlSystemco.com](http://www.ControlSystemco.com) مراجعه فرمایید.

#### ویژگی‌ها

- نمایشگر رنگی لمسی ۴،۳ اینچی
- پراب چهار پل با قابلیت اندازه‌گیری دقیق
- قابلیت ذخیره سازی نتایج حاصل از اندازه‌گیری ۶۰۰۰ نمونه
- امکان انتقال مستقیم نتایج بر روی فلش USB
- امکان اتصال مستقیم به پرینتر و چاپ نتایج
- طراحی منحصر به فرد و دقت بالا در اندازه‌گیری
- تغذیه از برق 220VAC شهری بدون نیاز به آداپتور
- کالیبراسیون سریع و آسان
- امکان قفل‌گذاری روی قسمت‌های مختلف تنظیمات




طبق تعریف، کانداکتیویتی قابلیت از یک محلول، فلز یا گاز است برای عبور جریان الکتریسیته. در محلول‌ها این جریان الکتریکی بوسیله کاتیون‌ها و آنیون‌ها (یون‌های مثبت و منفی) و در فلزات بوسیله الکترون‌ها جابجا می‌گردد. می‌توان گفت که قابلیت هدایت الکتریکی محلول‌ها به چند پارامتر مهم بستگی دارد:

- غلظت
- قابلیت حرکت یون‌ها در محلول
- قدرت جاذبه بین یون‌ها
- دما

تمام مواد درجه‌ای از کانداکتیویتی دارند. در محلول‌هایی که با آب ساخته می‌شوند میزان کانداکتیویتی از مقادیر بسیار پایین (برای آب خالص) تا مقادیر بسیار بالا ( برای محلول‌های تغلیظ شده) تغییر می‌کند.

میزان کانداکتیویتی محلول‌ها با اعمال یک جریان متغیر الکتریکی (ا) به الکترودهایی که در محلول غوطه ور شده‌اند و اندازه‌گیری ولتاژ بدست آمده (V) قابل اندازه‌گیری است. در حین این فرآیند کاتیون‌ها به سمت الکتروود منفی (کاتد) و آنیون‌ها به سمت الکتروود مثبت (آند) حرکت می‌کنند و به این ترتیب مایع به عنوان یک رسانای الکتریکی عمل می‌کند.



الکترولیت‌ها موادی هستند که حاوی یون هستند مانند محلول‌هایی از نمک‌های یونی یا موادی که محلول را یونیزه می‌کنند. یون‌های شکل گرفته در محلول مسئولیت حمل بار الکتریکی را بر عهده دارند. الکترولیت‌ها شامل اسیدها بازها و نمک‌ها هستند و می‌توانند ضعیف یا قوی باشند.

الکترولیت‌های قوی آنهایی هستند که به صورت کامل یونیزه شده‌اند بنابراین غلظت یون‌ها در محلول به صورت تناسبی با غلظت الکترولیت اضافه شده به آن رابطه دارد. محلول‌های قوی الکترولیت رسانای جریان الکتریسیته هستند زیرا یون‌های مثبت و منفی می‌توانند به صورت مستقل تحت تاثیر میدان الکتریکی از طرفی به طرف دیگر حرکت نمایند. الکترولیت‌های ضعیف موادی هستند که به طور کامل در محلول یونیزه نشده‌اند. برای مثال استیک اسید به یون استیت و هیدروژن تقسیم می‌شود. بنابراین یک محلول استیک‌اسید هم شامل مولکول می‌شود و هم یون. یک محلول الکترولیت ضعیف نیز می‌تواند جریان الکتریسیته را هدایت کند ولی بدیهی است که نمی‌تواند به خوبی الکترولیت‌های قوی این کار را انجام دهد چرا که در آن یون‌های کمتری برای حمل بارهای الکتریکی از یک الکتروود به الکتروود دیگر وجود دارد.

مقاومت محلول را می‌توان با استفاده از قانون اهم به صورت زیر محاسبه نمود.

$$V=RI \quad \text{رابطه (۱-۱)}$$

که در آن  $V$  اختلاف پتانسیل به ولت،  $I$  جریان به آمپر و  $R$  مقاومت به اهم می‌باشد.

**کاندوکتانس:** کاندوکتانس ( $G$ ) به عنوان عکس مقاومت الکتریکی ( $R$ ) بین دو الکتروود با

واحد زیمنس ( $S$ ) تعریف می‌گردد.

$$G=1/R \quad \text{رابطه (۲-۱)}$$

**ثابت سلول:** این کمیت نسبت فاصله بین دو الکتروود ( $d$ ) به مساحت الکتروودها است و به

صورت زیر محاسبه می‌گردد:

$$K=d/a \quad \text{رابطه (۳-۱)}$$

$K$ : ثابت سلول ( $\text{cm}^{-1}$ )

$a$ : مساحت موثر الکتروودها ( $\text{cm}^2$ )

$d$ : فاصله بین الکتروودها ( $\text{cm}$ )



**کانداکتیویتی:** الکتروسیسته جریان الکترون‌ها می‌باشد و یون‌های موجود در محلول می‌توانند جریان الکتروسیسته را هدایت کنند. در واقع کانداکتیویتی قابلیت محلول در عبور دادن این جریان می‌باشد. نکته‌ی شایان ذکر این است که میزان کانداکتیویتی یک نمونه از محلول با تغییر دما تغییر می‌کند.

$$\kappa = K \cdot G$$

رابطه (۴-۱)

K: کانداکتیویتی (S/cm)

G: کاندوکتانس (S)

K: ثابت سلول ( $\text{cm}^{-1}$ )

### روش کار کانداکتیویتی متر


یک کانداکتیویتی متر برای اندازه‌گیری میزان کانداکتیویتی محلول جریان متغیری را با یک فرکانس مشخص به دو الکتروود ارسال می‌کند و میزان اختلاف پتانسیل حاصل را اندازه‌گیری می‌نماید. از جریان و اختلاف پتانسیل مذکور برای محاسبه کاندوکتانس<sup>۱</sup> محلول ( $I/V$ )، مورد استفاده می‌گردد. سپس در قسمت پردازش و محاسبات کانداکتیویتی متر از کاندوکتانس و ثابت سلول برای محاسبه میزان کانداکتیویتی محلول مورد نظر استفاده می‌کند.

کانداکتیویتی = ثابت سلول × کاندوکتانس

رابطه (۵-۱)

همان‌طور که گفته شد و با توجه به شکل ۲، برای اندازه‌گیری میزان کانداکتیویتی یک محلول جریان متغیری با فرکانس مشخص بر روی دو الکتروود آند و کاتد به صورت دائم فرستاده می‌شود و ولتاژ حاصله اندازه‌گیری می‌گردد. هدف از این کار تنها اندازه‌گیری مقاومت محلول می‌باشد. در این هنگام یک مقاومت ناخواسته (Rel) ناشی از پولاریزه شدن الکتروودها در اثر میدان ایجاد می‌گردد که به صورت سری با مقاومت محلول اندازه‌گیری می‌گردد. همان‌طور که مشخص است این مقاومت یک اثر ناخواسته است.

<sup>1</sup> - Conductance



پوشاندن الکترودها با یک لایه پلاتینیوم راهی است که ایجاد اثر پولاریزاسیون را به حداقل می‌رساند و از بروز خطا در اندازه‌گیری میزان کانداکتیویتی محلول جلوگیری می‌نماید. عمل دیگری که می‌تواند تاثیر چشمگیری بر کاهش پولاریزاسیون الکترودها داشته باشد افزایش سطح الکترودها می‌باشد. با این عمل میزان تراکم یا دانسیته بار بر روی کاتد و آند کاهش می‌یابد و همین امر سبب کاهش میزان پولاریزاسیون بر روی آنها می‌گردد.

میزان کانداکتیویتی محلول‌های مختلف تا حد زیادی بستگی به مقدار دمای آن محلول دارد اما در بسیاری از مواقع لازم است این وابستگی کانداکتیویتی به دما را از بین برد. به عبارت دیگر باید کانداکتیویتی متر طوری کالیبره شود که عددی که به عنوان کانداکتیویتی محلول نمایش می‌دهد و از آن برای کنترل پروسه استفاده می‌شود را همواره در یک دمای استاندارد نمایش دهد. برای این منظور در کانداکتیویتی متر آزمایشگاهی **پریسمانک** یک دمای استاندارد به عنوان دمای مرجع در نظر گرفته می‌شود و برنامه کالیبراسیون دستگاه، میزان کانداکتیویتی محلول‌ها را با استفاده از توابع میانابایی لاگرانژ در این دما محاسبه کرده و در نهایت این عدد به عنوان میزان کانداکتیویتی محلول نمایش داده می‌شود و از آن برای تولید سیگنال‌های کنترلی استفاده می‌گردد.


کانداکتیویتی مترها به طور کلی به دو دسته اینلاین و آزمایشگاهی تقسیم بندی می‌شوند. کانداکتیویتی مترهای آزمایشگاهی برای استفاده در آزمایشگاه‌ها و کارهای پژوهشی طراحی شده‌اند. از طرفی کانداکتیویتی مترهای اینلاین با بهره‌گیری از تجهیزات الکترونیکی پیشرفته برای اندازه‌گیری غلظت محلول‌ها در فرآیندهای تولید، طراحی و ساخته شده‌اند و بطور گسترده‌ای در

صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. تفاوت اصلی کانداکتیویته‌مترهای اینلاین با کانداکتیویته‌مترهای آزمایشگاهی این است که در نوع اینلاین کانداکتیویته‌متر مستقیماً بر روی مسیر عبور محلول نصب می‌شود، میزان کانداکتیویته محلول اندازه‌گیری و در نهایت از آن به عنوان معیاری برای میزان غلظت و رقت محلول مورد نظر استفاده می‌گردد تا کنترل پیوسته آن محقق گردد، ولی در کانداکتیویته‌مترهای آزمایشگاهی، هر بار پراب دستگاه توسط کاربر در داخل نمونه مورد نظر قرار می‌گیرد و پس از اندازه‌گیری، میزان کانداکتیویته بر روی نمایشگر دستگاه نمایش داده می‌شود.



## قسمت‌های اصلی

شکل ۳ قسمت‌های اصلی کانداکتیویته متر آزمایشگاهی **پریسماتک** را نشان می‌دهد.




شکل ۳) قسمت‌های اصلی کانداکتیویته متر آزمایشگاهی **پریسماتک**

بدنه اصلی	1	Case
پراب	2	Probe
کابل ارتباطی پراب	3	Probe Cable
کانکتور پراب	4	Probe Connector
نگهدارنده پراب	5	Probe Holder
صفحه نمایشگر لمسی ۴٫۳ اینچی	6	4.3" Display
دکمه Power	7	Power Key

- ۱- **بدنه اصلی:** تمامی قطعات الکترونیکی و نمایشگر دستگاه در این قسمت قرار دارد.
- ۲- **پراب:** الکترودهای کانداکتیو دستگاه در پراب دستگاه قرار داده شده‌اند. سیگنال‌های الکتریکی با فرکانس و ولتاژ مخصوص از طریق کابل ارتباطی پراب به الکترودها فرستاده می‌شود و با اندازه‌گیری رفتار الکتریکی محلول نمونه میزان کانداکتیویته اندازه‌گیری می‌گردد.
- ۳- **کابل ارتباطی پراب:** سیگنال‌های مربوط به اندازه‌گیری کانداکتیویته که در بوردهای الکترونیکی دستگاه ایجاد می‌گردد از طریق این کابل به پراب منتقل می‌گردد.

- ۴- **کانکتور پراب:** کابل ارتباطی پراب از طریق این کانکتور ضد آب به پشت دستگاه متصل می‌گردد
- ۵- **نگهدارنده پراب:** برای جلوگیری از آسیب رسیدن به هد پراب پس از اندازه‌گیری پراب در داخل نگهدارنده خود قرار داده می‌شود.
- ۶- **صفحه نمایشگر لمسی ۴،۳ اینچی:** تمامی نتایج اندازه‌گیری پارامترهای مختلف در این نمایشگر رنگی قابل مشاهده می‌باشد. همچنین تمامی تنظیمات و عملیات کالیبراسیون دستگاه توسط همین نمایشگر لمسی قابل انجام است.
- ۷- **دکمه Power:** این دکمه که در زیر لیبل قرار گرفته بر روی نمایشگر قرار دارد جهت روشن/خاموش کردن دستگاه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

## اتصالات و پورت‌ها



شکل ۴) اتصالات و پورت‌ها

محل اتصال کابل تغذیه	1	Power Socket
کانکتور پراب	2	Probe Connector
پورت ارتباط با کامپیوتر	3	Computer Port
پورت USB	4	USB Port

## -۱- محل اتصال کابل تغذیه

کانداکتیویتهی متر آزمایشگاهی **پریسمانک** از طریق اتصال مستقیم به منبع تغذیه 24VDC کار می‌کند. برای این منظور می‌بایست سوکت خروجی منبع تغذیه که در بسته بندی دستگاه

همراه با آن ارائه می‌گردد را به محل آن در پشت دستگاه متصل نمایید (شماره ۱ در شکل ۴).  
شکل زیر منبع تغذیه که در بسته‌بندی دستگاه قرار دارد را نشان می‌دهد.



## ۲- کانکتور پراب

در سر کابلی که به پراب متصل است یک کانکتور استاندارد قرار دارد که می‌بایست به محل  
مربوطه در پشت دستگاه متصل گردد. (شماره ۲ در شکل ۴) این کانکتور در شکل زیر نمایش  
داده شده است.



## ۳- پورت ارتباط با کامپیوتر



محل اتصال کابل ارتباط با کامپیوتر در شکل ۴ با شماره ۳ مشخص شده است. کاربر می‌تواند اطلاعات مربوط به پارامترهای اندازه‌گیری شده را از طریق این پورت و درگاه سریال به کامپیوتر خود منتقل نماید یا تنظیمات لازم را از طریق کامپیوتر به دستگاه منتقل نماید.


#### ۴- پورت USB

کانداکتیویتی متر آزمایشگاهی **پریسماتک** می‌تواند نتایج هر بار اندازه‌گیری را تا ۶۰۰۰ نمونه در حافظه خود ذخیره سازی نماید و کاربر می‌تواند با اتصال یک فلش دیسک USB در محل پورت مربوطه در پشت دستگاه (شماره ۴ در شکل ۴) نتایج ذخیره سازی شده را به فلش منتقل نماید. کاربر همچنین می‌تواند نتایج اندازه‌گیری را با متصل کردن یک پرینتر مخصوص به این پورت مستقیماً بر روی کاغذ چاپ نماید. در شکل ۷ پرینتر مخصوص کانداکتیویتی متر آزمایشگاهی **پریسماتک** نمایش داده شده است.



## پراب

سیگنال‌های تولید شده در بوردهای الکترونیکی موجود در کیس دستگاه از طریق کابل ارتباطی پراب به الکترودهای پراب منتقل می‌شوند. سپس میزان کانداکتیویتی محلول مورد نظر، از طریق اندازه‌گیری خواص الکترونیکی القا شده بین این الکترودها در پردازنده مرکزی دستگاه محاسبه می‌شود. شکل ۸ قسمت‌های مختلف پراب کانداکتیویتی متر آزمایشگاهی **پریسماتک** را نشان می‌دهد.



شکل ۸) پراب

## -۱- هد (Head)

هد پراب از چهار الکترودها که توسط رینگ‌های مخصوص از هم فاصله داده شده‌اند تشکیل شده است و در هنگام اندازه‌گیری این قسمت در داخل محلول مورد نظر غوطه‌ور می‌شود.

❖ در زمان استفاده مراقب باشد هد پراب به جایی برخورد نکند.

## -۲- بدنه پراب (Probe Body)

قسمت‌های الکترونیکی پراب در این بدنه قرار دارند.

## -۳- گلند کابل گیر (Cable Gland)

کابل ارتباطی پراب از این گلند وارد پراب می‌گردد.

## -۴- الکترودها (Short/Long Electrodes)

کانداکتیویتی متر آزمایشگاهی **پریسماتک** دارای یک مجموعه الکترودها چهار پل (4\_Pole) جهت اندازه‌گیری میزان کانداکتیویتی طیف وسیعی از محلول‌ها می‌باشد. این الکترودها از جنس استیل 316L (AISI 316L) می‌باشد که در مقابل خوردگی و تغییر در طول مدت زمان استفاده از دستگاه آسیبی به آنها وارد نمی‌گردد. الکترودهای کوتاه تر در قسمت بالای پراب قرار دارند و

یک الکتروود بلند در نوک پراب علاوه بر القای جریان الکتریکی وظیفه اندازه‌گیری دمای نمونه را بر عهده دارد.

#### ۵- محفظه شیشه‌ای پراب (Probe Glass Cover)

به منظور اندازه‌گیری دقیق میزان کانداکتیویته نمونه مورد نظر در هنگام اندازه‌گیری یک محفظه شفاف دور الکتروودها را پوشش می‌دهد که موجب می‌گردد اثر عوامل محیطی بر اندازه‌گیری کاهش یابد.



## شروع به کار با دستگاه

جهت شروع به کار با دستگاه مراحل زیر را به ترتیب دنبال نمایید.

- ۱- قسمت‌های مختلف دستگاه شامل نمایشگر، پراب و کابل تغذیه را به آرامی از جعبه بسته‌بندی دستگاه خارج نمایید.
- ۲- کانکتور پراب را در جهت درست به محل مربوط به آن در پشت دستگاه متصل نمایید و قسمت عاج دار پایینی آن را نیم دور در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا در جای خود سفت شود. سپس پراب را در نگهدارندهٔ پراب قرار دهید.
- ۳- کابل تغذیه را به محل مربوط به آن در پشت دستگاه متصل نمایید.
- ۴- یک بار دکمه Power را (زیر صفحه نمایشگر) بفشارید تا صفحه نمایش روشن شود و دستگاه آماده کار شود.
- ۵- حال شما می‌توانید با قرار دادن پراب در ظرف حاوی محلول مورد نظر میزان کانداکتیویتی آن را روی صفحهٔ اصلی نمایشگر دستگاه مشاهده نمایید.

هنگامی که پراب را در داخل نمونه قرار می‌دهید، عبارت **<Wait>** در بالای عدد کانداکتیویتی شروع به چشمک زدن می‌کند. در این حالت صبر کنید تا این نوشته به عبارت سبز رنگ **<Stable>** تغییر وضعیت پیدا کند، حال عدد نمایش داده شده میزان کانداکتیویتی نمونهٔ مورد نظر می‌باشد.

## توصیه‌های ضروری

• برای حصول نتایج دقیق‌تر بهتر است محلول درون ظرف شیشه‌ای و یا پلاستیکی ریخته شود (توصیه می‌شود از ظرف شیشه‌ای موجود در بسته بندی دستگاه استفاده نمایید).

• در صورتی که از ظرف شیشه‌ای همراه با دستگاه استفاده می‌نمایید آنرا تا خط ۴۰ واحد پر نمایید و سپس پراب را به آرامی در داخل آن قرار دهید.

• بهترین حالت قرار دادن پراب در داخل محلول به صورت عمودی و با فاصله از دیواره‌ها می‌باشد.

• بهتر است در هنگام اندازه‌گیری نوک محفظه شیشه‌ای دور پراب را به کف ظرف بچسبانید.


• وجود حباب و کف در محلول باعث ایجاد خطا در اندازه‌گیری می‌گردد لذا در هنگام اندازه‌گیری این مسئله را در نظر داشته باشید.

• در هنگام اندازه‌گیری پراب حتماً می‌بایست تا خط نشانگر موجود بر روی محفظه شیشه‌ای (مطابق شکل ۹) در نمونه غوطه ور گردد. (نه بیشتر و نه کمتر)

• قبل و بعد از هر بار اندازه‌گیری حتماً نوک پراب را کاملاً تمیز و سپس خشک نمایید.

• مراقب باشید به نوک پراب آسیبی نرسد و هر بار پس از استفاده آن را در داخل نگهدارنده پراب قرار دهید.

• در هنگام تمیز کردن نوک پراب بیش از اندازه به آن فشار وارد نکنید.



## ذخیره سازی نتایج حاصل از اندازه گیری

پس از اندازه گیری میزان کانداکتیویته، می توان نتایج بدست آمده را بر روی حافظه دستگاه و سپس بر روی یک فلش دیسک USB ذخیره سازی نمود. به منظور ذخیره سازی نتایج بر روی حافظه دستگاه، در صفحه اصلی دکمه "Save" را لمس کنید حال پس از وارد نمودن یک نام برای نمونه مورد نظر در کادر ذخیره سازی، نتایج همراه با ساعت و تاریخ نمونه برداری بر روی حافظه دستگاه ذخیره سازی می گردد. شکل ۱۰ این دو صفحه را در کنار یکدیگر نمایش می دهد.

The screenshot shows the PrismaTech Benchtop Conductivitymeter interface. At the top, it displays the date (2010/12/31) and time (23:59:59). The main display shows a conductivity reading of 9999.9 mS/cm, which is stable. Below this, there are icons for Conversion, Graph, Memory, Calibration, and Setup. To the right, a yellow box prompts the user to enter a sample name, with 'AAAAAAAAAA' entered. Below the sample name input, there are 'BACK' and 'Save' buttons.






**شکل ۱۰ صفحه اصلی و کادر ذخیره سازی نتایج**

نمودار نتایج اندازه گیری شده		ورود به منوی تنظیمات دستگاه	
صفحه تبدیل واحدها		منوی کالیبراسیون دستگاه	
دکمه ذخیره سازی نتایج		صفحه ذخیره سازی نتایج	





با لمس دکمه "Memory" وارد صفحه ذخیره سازی (شکل ۱۱) شوید. در بالای این صفحه جدولی از نتایج ذخیره سازی شده اخیر نمایش داده شده است که با استفاده از دو فلش جهت دار در سمت راست این جدول می توان به تمامی نتایج دسترسی پیدا کرد.

کاربر می‌تواند با استفاده از دکمه‌های لمسی تعبیه شده در پایین این صفحه، عملیاتی نظیر ذخیره سازی اطلاعات بر روی فلش دیسک USB، پاک کردن حافظه دستگاه، گرفتن Screenshot از صفحه نمایش، و مشاهده نتایج به صورت نمودار را به راحتی انجام دهد.

Date	Time	Cond(µS/cm)	T(°C)	Sample Name
2010/12/31	23:59	9999999	99.9	AAAAAAAAAA
2010/12/31	23:59	9999999	99.9	AAAAAAAAAA
2010/12/31	23:59	9999999	99.9	AAAAAAAAAA
2010/12/31	23:59	9999999	99.9	AAAAAAAAAA
2010/12/31	23:59	9999999	99.9	AAAAAAAAAA
2010/12/31	23:59	9999999	99.9	AAAAAAAAAA
2010/12/31	23:59	9999999	99.9	AAAAAAAAAA
2010/12/31	23:59	9999999	99.9	AAAAAAAAAA

 Save to Flash
  Delete All
  Print Screen
  Graph
  BACK

**شکل (۱۱) صفحه ذخیره سازی نتایج**

از Screen Shot جدول و ذخیره سازی USB بر روی	 Print Screen	ذخیره سازی بر روی USB با فرمت CSV برای Microsoft Excel	 Save to Flash
نمایش نتایج اندازه‌گیری‌های متوالی به صورت نمودار	 Graph	پاک کردن تمام داده‌های ذخیره شده	 Delete All

- به منظور ذخیره‌سازی اطلاعات بر روی فلش دیسک USB ابتدا یک فلش دیسک سالم را به پورت مربوطه در پشت دستگاه متصل نمایید سپس با لمس دکمه "Save to Flash" نتایج با فرمت ".csv" جهت مشاهده در نرم‌افزار Microsoft Excel بر روی فلش ذخیره سازی می‌گردد.
- پس از متصل کردن فلش دیسک USB و لمس دکمه "Print Screen" تصویر کل صفحه نمایش بر روی فلش دیسک با فرمت ".bmp" ذخیره‌سازی می‌گردد.



## کالیبراسیون

کالیبراسیون نهایی دستگاه در دو مرحله صورت می‌پذیرد. در مرحله اول سنسور دمای داخلی پراب کالیبره می‌گردد و سپس میزان کانداکتیویته بر اساس مقادیر مرجع محلول‌های استاندارد تنظیم می‌شود.

## کالیبراسیون دماسنج

بسیاری از کانداکتیویته‌مترها دارای یک سیستم جبران‌سازی اتوماتیک دما هستند. برای همین منظور ابتدا با استفاده از یک سنسور دمای دقیق، دمای نمونه اندازه‌گیری می‌شود، سپس محاسبات لازم را جهت جبران‌سازی دمایی کانداکتیویته بر اساس دمای اندازه‌گیری شده انجام می‌گردد. در صفحه کالیبراسیون سنسور دما، کاربر قادر است پارامترهای مربوط به کالیبراسیون سنسور دما را تنظیم نماید. شکل ۱۲ این صفحه را نشان می‌دهد.

جهت کالیبراسیون دماسنج از مسیر زیر وارد منوی این قسمت شوید:

Menu>>3- Basic Setting>>3-2- Temperature Calibration

3-2- Basic Setting > Temperature Calibration

No.	Raw Temp.	Real Temp.	
1	-999.9	-999.9	RTD Resistance = 9999.9 Ω 99999
2	-999.9	-999.9	Damping Cycles = 999
3	-999.9	-999.9	Damped Temp. = 999.9 °C
4	-999.9	-999.9	Temp. Offset = -99.9 °C
5	-999.9	-999.9	Raw Temperature = 999.9 °C
6	-999.9	-999.9	Calibrated Temp. = 999.9 °C

BACK

## شکل ۱۲) صفحه کالیبراسیون سنسور دما

مقاومت اندازه‌گیری شده از سنسور دمای PT1000	RTD Resistance
دما قبل از کالیبراسیون	Raw Temp
دمای واقعی اندازه‌گیری شده توسط دماسنج مرجع	Real Temp
تعداد دفعات میانگین‌گیری از دما جهت کاهش تغییرات لحظه‌ای	Damping Cycle
آفست قابل اعمال به دمای کالیبره نشده	Temp Offset
دمای کالیبره شده	Calibrated Temp.

- از آنجایی که قبل از تحویل محصول یک بار به صورت دقیق کالیبراسیون دماسنج انجام شده است لذا توصیه می‌شود بجز مواقع ضروری تغییری در پارامترهای کالیبراسیون دماسنج ندهید.
- در صورتی که تنظیمات کالیبراسیون دماسنج را تغییر می‌دهید حتماً می‌بایست یک بار کالیبراسیون کانداکتیویتی را نیز انجام دهید.

📄 برای کالیبراسیون دماسنج، یک دماسنج مرجع که از صحت آن مطمئن هستید را همراه با کانداکتیویتی متر آزمایشگاهی **پریسمانک** به صورت همزمان در داخل یک مایع قرار دهید و با ورود به صفحه کالیبراسیون سنسور دما مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

- ۱ • در سطر اول جدول زیر هر دو ستون "Raw Temp" و "Real Temp" عدد صفر را وارد نمایید.
- ۲ • دمای سیال را طوری تنظیم نمایید که دماسنج مرجع ۲۰ درجه سانتی‌گراد را نمایش دهد.
- ۳ • مقدار نشان داده شده تحت عنوان "Raw Temperature" را در سطر دوم جدول و در ستون "Raw Temp." وارد نمایید.
- ۴ • مقدار نشان داده شده توسط دماسنج مرجع را در سطر دوم و در ستون "Real Temp." وارد نمایید.
- ۵ • با گرم کردن مایع، دمای مرجع را یک مقدار مشخص افزایش دهید و صبر کنید تا دمای آن ثابت شود.
- ۶ • مراحل ۳ تا ۵ را چند مرتبه تکرار کنید با این تفاوت که مقادیر مربوط به هر مرحله را در سطر مربوط به همان مرحله وارد نمایید.

- هر دو مقدار Raw و Real در سطر اول حتماً می‌بایست برابر صفر باشد.
- لازم نیست تمامی شش سطر جدول را تکمیل نمایید. شما می‌توانید تنها دو یا سه سطر اول جدول را کامل کنید و مابقی جدول را صفر قرار دهید اما دقت داشته باشید که دمای نمونه شما از میزان حداقل و حداکثر دمای مرجع (Real Temp) تجاوز نکند.

هر چقدر کالیبراسیون دماسنج با حوصله بیشتری انجام شود، دقت اندازه‌گیری دما و کانداکتیویتی بیشتر خواهد بود.

در انجام مراحل کالیبراسیون دماسنج در هر مرحله به اندازه کافی صبر نمایید تا دمای دماسنج مرجع و دماسنج داخلی کانداکتیویتی متر کاملاً با مایع مورد نظر هم‌دما شود و پس از آن مقادیر را در جدول وارد نمایید.


## کالیبراسیون کانداکتیویته

فرآیند کالیبراسیون کانداکتیویته متر آزمایشگاهی **پریسماتک** در چندین مرحله انجام می‌پذیرد که بسیاری از این مراحل در کارخانه و در هنگام تست عملکردی دستگاه انجام پذیرفته است و نیازی نیست که در این تنظیمات تغییری ایجاد شود لذا در صورتی که به هر دلیلی نیاز به کالیبراسیون بود تنها لازم است میزان کانداکتیویته به صورت میدانی کالیبره گردد.

کالیبراسیون میدانی کانداکتیویته با استفاده از منوی موجود در مسیر زیر صورت می‌پذیرد.

Menu>> 3-Basic Setting>> 3-4 Conductivity Basic Calibration>>  
Conductivity Field Calibration

در این صفحه میزان کانداکتیویته بدست آمده توسط محاسبات انجام شده در پردازنده دستگاه را می‌توان در مقیاس دیگری وارد نمود. برای این منظور لازم است از محلول‌های استاندارد با کانداکتیویته مشخص استفاده کرد. در شکل ۱۳ صفحه کالیبراسیون میدانی کانداکتیویته نمایش داده شده است:

No	uS/cm	Calibrate	Calibration Values
0	999999	Calibration	
1	999999	Calibration	
2	999999	Calibration	
3	999999	Calibration	
4	999999	Calibration	
5	999999	Calibration	
6	999999	Calibration	
7	999999	Calibration	
8	999999	Calibration	
9	999999	Calibration	
			
<b>شکل ۱۳) صفحه کالیبراسیون میدانی کانداکتیویته</b>			
میزان کانداکتیویته محلول‌های مرجع استاندارد		uS/cm	
دکمه کالیبره		Calibrate	

جهت انجام عملیات کالیبراسیون کانداکتیویته مراحل زیر را مطابق با دستورالعمل به ترتیب انجام دهید.

۱ • مقادیر کاندکتیویتهی مربوط به محلول‌های مرجع را به ترتیب از کوچک به بزرگ در زیر ستون اول وارد نمایید

۲ • محلول استاندارد با کاندکتیویتهی کمتر را در ظرف مخصوص همراه با دستگاه بریزید، سپس پراب را در آن قرار دهید.

۳ • دکمهٔ کالیبره را بزنید و سپس پیغام نمایش داده شده را تایید نمایید.

۴ • پراب را از داخل محلول خارج نموده و آنرا به دقت تمیز نمایید و سپس ظرف محلول را نیز کاملاً خشک و تمیز نمایید.

۵ • مراحل ۲ تا ۵ را چند مرتبه به ترتیب برای محلول‌ها با کاندکتیویتهای بالاتر تکرار کنید با این تفاوت که در هر مرحله یک سطر پایین‌تر بایید و دکمهٔ کالیبره مربوط به هر مرحله را در سطر متناظر آن وارد نمایید.

- پس از هر مرحله بسیار دقت نمایید که هد پراب کاملاً تمیز و خشک شده باشد. در غیر این صورت نتایج کالیبراسیون اعتباری نخواهد داشت.
- هر چقدر تعداد نقاطی که در آنها کالیبراسیون میدانی را انجام می‌دهید بیشتر باشد دقت اندازه‌گیری دستگاه بالاتر می‌رود.
- هر چقدر کالیبراسیون با حوصلهٔ بیشتری انجام شود، دقت اندازه‌گیری کاندکتیویتهی بیشتر خواهد بود.