

رفرکتومتر آزمایشگاهی پریسماتک

BPTR50-BPTR100

دفترچه راهنما

PrismaTech[®]
Benchtop Refractometer

Instruction manual



معرفی



تنظیمات و کالیبراسیون



راه اندازی



گارانتی و خدمات پس از فروش



هشدار:

☠ محلول‌های مورد بررسی ممکن است داغ یا خطرناک باشند. در این مواقع در صورت تماس با مایع از محافظ و لباس‌های محافظتی استفاده کنید. تنها به تماس پیدا نکردن با محلول‌ها اکتفا نکنید.

این دفترچه راهنما همراه با رفرکتومتر آزمایشگاهی پریسماتیک، به خریدار تحویل داده می‌شود.

در صورت هرگونه تغییر در محتویات این دفترچه، نسخه جدید آن در سایت اینترنتی شرکت کنترل سیستم خاورمیانه به نشانی www.controlsistemco.com قابل دریافت است.

گارانتی:

شرکت کنترل سیستم خاورمیانه تضمین می‌کند که رفرکتومتر آزمایشگاهی پریسماتیک از نظر قطعات به کاررفته و همچنین عملکرد آنها عاری از هرگونه نقص باشند. این شرکت متقبل می‌شود که در صورت نیاز، بدون هیچ‌گونه هزینه‌ای اقدام به تعمیر یا تعویض دستگاه نماید.

☛ هرگونه نقصی باید حداکثر یک سال پس از خریداری دستگاه به شرکت اطلاع داده شود.

☛ در صورتی که سنسور باز شده باشد و یا هر کدام از بخش‌ها دستکاری شده باشند گارانتی لغو می‌گردد.

☛ شرایط دقیق گارانتی در برگه گارانتی ارائه شده همراه با دستگاه آورده شده است.

لطفاً قبل از ارسال موارد دارای نقص برای سرویس، کالیبراسیون، تنظیمات یا تعویض جهت آگاهی از نحوه بسته‌بندی و ارسال

محصول، با شرکت تماس حاصل فرمایید. (<http://www.controlsistemco.com/>)

فهرست مطالب

- ۱-۱. اصول رفرکتومتری ۴
- ۲-۱. رفرکتومتر (بریکس متر) آزمایشگاهی پریسماتک ۵
- ۱-۲-۱. بخش‌های اصلی ۶
- ۲-۲-۱. مدل‌های رفرکتومتر (بریکس متر) آزمایشگاهی پریسماتک ۷
- ۳-۱. ملاحظات کلی امنیتی ۷
- ۴-۱. گارانتی و خدمات پس از فروش ۷
- ۱-۲. واحد اندازه‌گیری ۱۱
- 2-2. مشخصات واحد اندازه‌گیری ۱۳
- ۱-۲-۲. مدل‌ها ۱۳
- ۲-۲-۲. سرعت اندازه‌گیری ۱۳
- ۳-۲-۲. حداکثر دمای نمونه ۱۳
- ۴-۲-۲. درجه حفاظت در برابر رطوبت و گرد و غبار ۱۳
- ۵-۲-۲. جنس هد ۱۳
- ۳-۲. واحد نمایش ۱۴
- ۴-۲. مشخصات واحد نمایش ۱۴
- ۱-۴-۲. صفحه‌نمایش و ورود پارامترها ۱۴
- ۲-۴-۲. جنس بدنه اصلی و درجه حفاظت ۱۴
- ۳-۴-۲. دمای کاری قطعات الکترونیکی ۱۴
- ۴-۴-۲. ورودی برق تغذیه 220VAC ۱۵
- 2-5. ابعاد ۱۶
- ۱-۳. صفحه شروع به کار ۱۹
- ۲-۳. صفحه تنظیم دمای اولیه ۲۰
- ۳-۳. صفحه اصلی (Home) ۲۱

- ۲۲ _____ ۴-۳ صفحه تنظیمات دستگاه (Setup)
- ۲۳ _____ 3-4-1 صفحه تنظیمات صفحه نمایش (Display Setting)
- ۲۴ _____ ۲-۴-۳ صفحه تنظیمات مربوط به کنترلر PID تطبیقی دمای منشور (Temp. Controller)
- ۲۵ _____ ۵-۳ صفحه کالیبراسیون (Calibration):
- ۲۶ _____ ۶-۳ صفحه عیب‌یابی دستگاه
- ۲۷ _____ ۱-۶-۳ صفحه تنظیمات هشدارها (Alarm Setting)
- ۲۸ _____ ۲-۶-۳ تصویر نور برگشتی از سطح نمونه
- ۲۹ _____ ۷-۳ صفحه تنظیم نحوه ارتباط بخشهای داخلی دستگاه (Communicate)
- ۲۹ _____ ۸-۳ منوی تنظیمات مربوط به کارخانه (Security)
- ۳۳ _____ ۱-۴ کالیبراسیون
- ۳۴ _____ ۱-۱-۴ کالیبراسیون دماسنج
- ۳۵ _____ 4-1-2 کالیبراسیون زاویه شکست
- ۳۷ _____ 4-1-3 کالیبراسیون ضریب شکست بر اساس بریکس
- ۳۹ _____ ۲-۴ انتخاب محل قرار دادن دستگاه
- ۴۰ _____ ۳-۴ دستورالعمل استفاده از دستگاه
- ۴۲ _____ ۱-۳-۴ ذخیره‌سازی و مشاهده نتایج
- ۴۴ _____ ۴-۴ نگهداری و اقدامات دوره‌ای
- ۴۴ _____ ۱-۴-۴ هشدارها
- ۴۵ _____ ۲-۴-۴ بررسی میزان رطوبت واحد سنسور
- ۴۹ _____ ۱-۵ پیوست ۱: نقشه منوهای رفرکتومتر آزمایشگاهی پریسماتک
- ۵۰ _____ ۲-۵ پیوست ۲: فهرست پارامترهای قابل تنظیم و کلیدهای موجود در واحد نمایش/کنترل
- ۵۲ _____ پیوست ۳: فهرست هشدارها

۱. معرفی

۱-۱- اصول رفرکتومتری

۱-۲- رفرکتومتر آزمایشگاهی پریسماتیک


۱-۳- ملاحظات کلی امنیتی

۱-۴- گارانتی و خدمات پس از فروش

- رفرکتومتري يا به عبارت ديگر اندازه‌گيري ميزان شکست نور، يک روش پرکاربرد برای آناليز محتوای محلول‌ها می‌باشد که بارها و بارها در آزمایشگاه‌ها مورد تأیید قرار گرفته است. از این روش استفاده از رفرکتومتري در بسیاری از روش‌های اندازه‌گيري يک راهکار مناسب به شمار می‌آید. امروزه این روش به طور گسترده در رفرکتومترها (بریکس‌متر) برای اندازه‌گيري بسیاری از پارامترها از قبیل آشکارسازی غلظت، خلوص و دانسیته مایعات در صنایع توليدي و تبديلی بکار می‌رود، با این حال تعداد محدودی از کشورها دارای فناوری ساخت دستگاه‌های اندازه‌گيري با این روش هستند.
- امروزه با توجه به نیازمندی آزمایشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی به تجهیزات اندازه‌گيري و کنترل کیفی دقیق، استفاده از سنسورهای خودکار که قادر باشند اندازه‌گيري پارامترهای مورد نظر را با دقت و قابلیت بالا انجام دهند غیر قابل اجتناب است. به طور کل می‌توان گفت که این تجهیزات اندازه‌گيري در دو زمینه تحقیقاتی و صنایع توليدي جهت پایش و کنترل کیفیت پارامترهای مورد نظر استفاده می‌شوند.
- رفرکتومتر آزمایشگاهی پریسماتک در حقیقت يک سنسور جهت اندازه‌گيري غلظت نمونه‌های مختلف محلول‌ها در آزمایشگاه می‌باشد. این سنسور دارای قابلیت جبران‌سازی اتوماتیک دما توسط سیستم تنظیم دمای استاندارد طراحی شده در آن می‌باشد. کاربر می‌تواند با قرار دادن يک قطره کوچک بر روی منشور این دستگاه، و لمس کردن کلید Start پس از مدت زمان کوتاهی غلظت نمونه مورد نظر را با دقت ۰,۰۵ درصد مشاهده نماید. همچنین کاربر می‌تواند تغییرات دمایی نمونه و پارامترهایی نظیر ضریب شکست نمونه را به طور همزمان مشاهده نماید.

۱-۱. اصول رفرکتومتري

بر اساس قوانین اپتیک، زمانی که نور از یک محیط به محیط دیگری با ضریب شکست نوری متفاوت وارد می‌شود، علاوه بر سرعت، جهت آن نیز تغییر می‌کند. میزان این تغییر جهت بستگی به میزان تفاوت بین ضریب شکست نوری دو محیط دارد. نکته جالب توجه اینجاست که در فصل مشترک این دو محیط علاوه بر تغییر جهت نور ممکن است بازتاب آینه‌ای نور نیز اتفاق افتد. بازتاب کلی زمانی آغاز می‌گردد که زاویه پرتوهای تابشی به فصل مشترک بیشتر از زاویه بحرانی آن شود. در صورتی که یکی از این دو محیط یک محلول با میزان غلظت خاصی باشد، این زاویه بستگی به میزان غلظت محلول دارد به طوری که هرچقدر پهنای نور بازتاب شده از فصل مشترک دو سطح بیشتر باشد، میزان غلظت محلول کمتر است.



شکل (۱-۱) اصول شکست نور

با توجه به شکل ۱-۱ چند حالت مختلف بسته به میزان زاویه شکست نور ممکن است رخ دهد:

- < زمانی که زاویه تابش نور کمتر از زاویه بحرانی باشد (پرتو A با زاویه تابش α_1)، درصد کمی (پرتو A') از نور به داخل محیط اول بازتاب و بقیه آن (پرتو A با زاویه تابش β_1) با تغییر جهت وارد محیط دوم می‌شود.
- < وقتی که زاویه تابش برابر زاویه بحرانی ($\alpha_{critical}$) باشد. در صدی از نور فصل مشترک بین دو محیط را طی می‌کند و مابقی آن به داخل محیط اول بازتاب می‌گردد.
- < در صورتی که زاویه تابش از زاویه بحرانی بیشتر باشد (پرتو C با زاویه تابش α_3)، کل نور به داخل محیط اول بازتاب می‌شود.

رفرکتومترها با اتکا به همین اصول و اندازه‌گیری زاویه بحرانی و ضریب شکست، غلظت محلول‌های مختلف را اندازه‌گیری می‌کنند. برای این کار پس از رساندن دمای نمونه به دمای استاندارد رفرکتومتري (۲۰ درجه سانتیگراد)، مرز بین روشنایی و تاریکی (FDP-“First Dark Pixel”) و پهنای نور بازتاب شده از فصل مشترک دو محیط توسط یک سنسور نوری به نام CCD تشخیص




داده می‌شود و با توجه به آن محاسبات لازم برای به دست آوردن غلظت خام انجام می‌شود. پس از آن چند مرحله کالیبراسیون روی آن انجام می‌شود تا غلظت نهایی محاسبه گردد.

۲-۱. رفرکتومتر (بریکس متر) آزمایشگاهی پریسماتک

رفرکتومتر آزمایشگاهی یا رومیتری (BenchTop Refractometer)، با نام تجاری «پریسماتک»، با فناوری روز دنیا و به کارگیری باکیفیت‌ترین قطعات به منظور اندازه‌گیری، نمایش و کنترل غلظت (Concentration) محلول‌های شفاف و غیر شفاف طراحی شده است. نمونه محلول مورد نظر مستقیماً بر روی منشور این دستگاه قرار می‌گیرد سپس سنسور با اندازه‌گیری ضریب شکست نور و رساندن دمای نمونه به استاندارد رفرکتومتری، پس از انجام محاسبات پیچیده و سه مرحله کالیبراسیون، غلظت محلول را در واحد بریکس (Brix) اندازه‌گیری می‌کند. در نهایت داده‌های حاصل از اندازه‌گیری غلظت ضمن نمایش، از طریق درگاه USB و خروجی چاپگر در اختیار کاربر قرار می‌گیرند. کاربر می‌تواند با متصل کردن یک فلش USB اطلاعات سنسور را بر روی آن ذخیره سازی نماید. همچنین با متصل کردن کابل چاپگر مخصوص رفرکتومتر آزمایشگاهی پریسماتک، به درگاه چاپگر در پشت سنسور می‌توان اطلاعات حاصل از اندازه‌گیری را بر روی یک کاغذ چاپ نمود.

۱-۲-۱. بخش‌های اصلی

شکل ۱-۲ قسمت‌های مختلف رفرکتومتر آزمایشگاهی پریسماتک را نشان می‌دهد. اصلی‌ترین بخش‌های این رفرکتومتر شامل بخش نمونه‌گذاری و بخش نمایشگر می‌باشد که هر کدام از آنها به صورت جداگانه وظیفه‌ی مربوط به خود را انجام می‌دهد. در قسمت‌های بعدی همین دفترچه راهنما، عملکرد و ویژگی‌های هر کدام از این بخش‌ها توضیح داده شده است.



شکل (۱-۲) بخش‌های اصلی رفرکتومتر آزمایشگاهی پریسماتک

۱	بخش نمونه‌گذاری	۶	دکمه Power دستگاه
۲	منشور	۷	خروجی‌های USB و Printer
۳	نمایشگر	۸	کلید قطع و وصل تغذیه اصلی دستگاه
۴	جعبه اصلی دستگاه	۹	محل اتصال کابل برق تغذیه
۵	درپوش بخش نمونه‌گذاری		

۲-۲-۱. مدل‌های رفرکتومتر (بریکس‌متر) آزمایشگاهی پریسماتک

واحد سنسور رفرکتومتر (بریکس‌متر) آزمایشگاهی پریسماتک در دو مدل BPTR50 و BPTR100 عرضه می‌گردد که کاربر می‌تواند بسته به محدوده غلظت و دقت اندازه‌گیری مورد نظر خود یکی از این مدل‌ها را استفاده کند.

مدل BPTR100 قادر است میزان غلظت محلول‌ها را از صفر تا 100 Brix با دقت 0.1Brix و مدل BPTR50 از صفر تا 50Brix با دقت 0.05Brix اندازه‌گیری نماید. جدول زیر مشخصات این مدل‌ها را نمایش می‌دهد.

مشخصات مدل‌های آزمایشگاهی رفرکتومتر پریسماتک		
BPTR100	BPTR50B	مدل
0-100Brix	0-50 Brix	محدوده بریکس
0.1Brix	0.05Brix	دقت اندازه‌گیری بریکس

۳-۱. ملاحظات کلی امنیتی

نمونه‌های مورد بررسی ممکن است داغ یا خطرناک باشند. در زمان نمونه‌برداری و تماس با محلول از محافظ و دستکش‌های محافظتی استفاده نمائید و تنها به تماس پیدا نکردن با محلول‌ها اکتفا نکنید.

۴-۱. گارانتی و خدمات پس از فروش

رفرکتومتر آزمایشگاهی پریسماتک دارای خدمات پس از فروش واقعی می‌باشد و در صورت نیاز و به درخواست خریدار کارشناسان شرکت کنترل سیستم خاورمیانه در سریع‌ترین زمان ممکن به محل اعزام می‌شوند و اقدامات لازم را جهت آموزش، راه‌اندازی، کالیبراسیون و رفع عیب انجام خواهند داد.

همچنین شرکت کنترل سیستم خاورمیانه تضمین می‌کند که تمام محصولات تولیدشده در این شرکت از نظر قطعات به کار رفته و همچنین عملکرد آنها عاری از هرگونه نقص باشند. این شرکت متقبل می‌شود که در صورت نیاز، بدون هیچ‌گونه هزینه‌ای اقدام به تعمیر و یا تعویض سیستم نماید. شرایط دیگر مد نظر خریدار با توافق طرفین در قرارداد ذکر خواهد شد.

توجه:

❶ هرگونه نقصی باید حداکثر یک سال پس از خریداری دستگاه به این شرکت اطلاع داده شود.

❷ در صورتی که واحد هرکدام از بخش‌های دستگاه باز شده باشد گارانتی لغو می‌گردد.

❸ لطفاً قبل از ارسال موارد دارای نقص برای سرویس یا تعویض جهت آگاهی از نحوه بسته‌بندی و ارسال محصول، با

شرکت تماس حاصل فرمایید. (<http://www.controlssystemco.com/>)

✓ شرایط دقیق گارانتی در برگه گارانتی ارائه شده همراه دستگاه توضیح داده شده است.

۲. عملکرد و بخش‌های اصلی


بخش‌های اصلی رفرکتومتر آزمایشگاهی پریسماتک در شکل ۱-۲ نمایش داده شده است. به طور کلی می‌توان عملکرد این دستگاه را در دو واحد اندازه‌گیری و نمایش خلاصه کرد.

۱-۲. واحد اندازه‌گیری

واحد اندازه‌گیری وظیفه انجام محاسبات مربوط به ضریب شکست را بر عهده دارد.

این واحد شامل یک بخش اپتیکی است که در آن ابتدا یک دسته از پرتوهای نور از یک منبع نوری مانند LED با زاویه و طول موج خاص، مستقیماً به سطح داخلی یک منشور که سطح خارجی آن در تماس با محلول است، تابیده می‌شود. قسمتی از این پرتوها از محلول عبور می‌کند و قسمتی دیگر از سطح آن به داخل منشور بازتاب می‌گردد. نور بازتاب شده از سطح منشور بر روی یک حسگر نور (CCD) منعکس می‌شود. پردازشگر تصویر با توجه به پهنای نور دریافتی توسط CCD ضریب شکست نور و متناسب با آن غلظت محلول مورد نظر را اندازه‌گیری و داده‌های حاصل از اندازه‌گیری را توسط یک کابل به واحد نمایش و کنترل ارسال می‌کند.

شکل ۱-۲ عملکرد اپتیکی این واحد را به طور شماتیک نمایش می‌دهد.




شکل ۱-۲) عملکرد اپتیکی واحد سنسور

قبل از اندازه‌گیری ضریب شکست و غلظت، دمای نمونه مورد نظر به دمای استاندارد در اندازه‌گیری‌های رفرکتومتر می‌رسد. برای این کار از یک سیستم پیشرفته تنظیم دمای خودکار استفاده می‌گردد. در این سیستم دمای منشور در تماس با نمونه برای مدت زمانی به گونه‌ای کنترل می‌گردد که دمای نمونه به ۲۰ درجه سانتی‌گراد برسد و سپس اندازه‌گیری انجام می‌گردد.

واحد اندازه‌گیری در داخل بدنه اصلی دستگاه قرار داده شده است و از بیرون بدنه اصلی تنها هد و منشور آن قابل رویت است و کاربر می‌بایستی نمونه مورد نظر خود را بر روی منشور قرار دهد.

شکل زیر محل نمونه‌گذاری همراه با درپوش منشور نمایش داده شده است.



شکل ۲-۲) بخش نمونه‌گذاری

Prism Cap	درپوش منشور	۱
Stainless Steel Head	هد استیل	۲
Sapphire Prism	منشور	۳

۲-۲. مشخصات واحد اندازه‌گیری

در این بخش مشخصات واحد اندازه‌گیری رفرکتومتر آزمایشگاهی پریسماتک توضیح داده شده است.

۱-۲-۲. مدل‌ها
<p>واحد سنسور رفرکتومتر آزمایشگاهی پریسماتک در دو مدل BPTR100 و BPTR50 به بازار عرضه می‌گردد.</p> <p>☐ مدل BPTR100 قادر است محدوده غلظت 0 تا 100 Brix را با دقت 0.1Brix اندازه‌گیری نماید.</p> <p>☐ مدل BPTR50 قادر است محدوده غلظت 0 تا 50 Brix را با دقت 0.05Brix اندازه‌گیری نماید.</p>
۲-۲-۲. سرعت اندازه‌گیری
<p>واحد سنسور قادر است میزان غلظت و دمای نهایی را پس از چند مرحله کالیبراسیون و جبران‌سازی در چند ثانیه نمایش دهد. لازم به ذکر است که کاربر می‌تواند تنظیمات مربوط به میانگین‌گیری و نمایش نهایی را به دلخواه تغییر دهد. توضیحات لازم در رابطه با تنظیمات در بخش چهارم همین دفترچه راهنما آورده شده است.</p>
۳-۲-۲. حداکثر دمای نمونه
<p>تست‌های مختلفی روی این واحد صورت گرفته است که نشان می‌دهد این سنسور قادر است با قابلیت اطمینان بالا در شرایطی با دمای حداکثری 130°C بدون هیچ مشکلی کار کند.</p> <p>☛ در صورت نیاز به استفاده از سنسور در شرایطی غیر از این، حتماً با کارشناسان شرکت کنترل سیستم خاورمیانه مشورت نمایید.</p>
۴-۲-۲. درجه حفاظت در برابر رطوبت و گرد و غبار
<p>تمامی بخش‌های داخلی واحد اندازه‌گیری توسط یک بدنه اصلی با درجه حفاظت بالا (IP67) محافظت می‌شوند به طوری که برای استفاده در محیط کارخانجات صنعتی و آزمایشگاه‌ها که ممکن است سرشار از آلودگی، گرد و غبار، مواد شیمیایی، انواع شوینده‌ها و نویزهای مکانیکی، الکتریکی و الکترومغناطیسی باشند کاملاً مقاوم می‌باشد.</p> <p>☛ لازم به ذکر است که هنگام استفاده می‌بایست دقت لازم در مورد وارد نشدن رطوبت و گرد و غبار زیاد به داخل جعبه اصلی دستگاه مبذول گردد. چرا که به دلیل ماهیت سیستم جبران‌سازی اتوماتیک دما از فن خنک کننده جهت خنک کردن هیت سینک سیستم حرارتی استفاده شده است و ممکن است رطوبت و گرد و غبار از این طریق وارد محفظه گردد و به مدارات الکترونیکی داخل آن آسیب برساند.</p>
۵-۲-۲. جنس هد
<p>در رفرکتومتر آزمایشگاهی پریسماتک از یک هد از جنس فولاد آلیاژی ضد زنگ^۱ 316L استفاده شده است. آزمایش‌های مختلف انجام شده روی جنس این قطعه، نشان داده است که در مقابل مواد شوینده متداول مانند سود سوزآور و اسیدهای شوینده بدون هیچ تغییری مقاومت می‌کند.</p> <p>☛ استفاده از این مدل در مواردی مانند اسید هیدروکلریدریک که دارای خاصیت خوردگی بسیار بالا می‌باشد توصیه نمی‌گردد.</p>

¹ - Stainless Steel 316L

۲-۳. واحد نمایش

- واحد نمایش وظیفه انجام محاسبات مربوط به غلظت و کنترل دما را بر عهده دارد. با استفاده از امکانات در نظر گرفته شده در این واحد کاربر می‌تواند به سادگی تغییرات دلخواه خود را با استفاده از رابط گرافیکی کاربر (HMI) اعمال نماید. این تنظیمات شامل گستره وسیعی از پارامترهای محاسبه، کنترل و نمایش غلظت می‌باشد که در بخش چهارم همین دفترچه راهنما توضیحات کاملی راجع به آن داده شده است.
- به منظور برقراری ارتباط با واحد اندازه‌گیری و تجهیزات خارجی، درگاه‌های ارتباطی USB، RS485 و Printer برای این واحد در نظر گرفته شده است. کاربر می‌تواند از این درگاه‌ها جهت کاربرد مورد نظر خود استفاده نماید.
- واحد نمایش، به صورت دقیق و با طراحی منحصر به فرد، به منظور پردازش داده‌های دریافتی از واحد اندازه‌گیری و انجام محاسبات لازم جهت سیستم کنترل دمای اتوماتیک نمونه، طراحی شده است. این بخش وظیفه نمایش مقادیر اندازه‌گیری شده توسط واحد اندازه‌گیری و همچنین انجام محاسبات کنترلی و ایجاد خروجی‌های مختلف را بر عهده دارد. داده‌های حاصل از اندازه‌گیری غلظت از طریق یک کابل انتقال داده به این واحد ارسال می‌گردد. این داده‌ها بر روی رابط گرافیکی کاربر (HMI)، نمایش داده می‌شوند و کنترلر دمای اتوماتیک، میزان دمای نمونه را پس از لمس کردن دکمه Start به صورت PID در عدد استاندارد رفرکتومتري (۲۰ درجه سانتیگراد)، ثابت نگه می‌دارد. واحد نمایش شامل یک صفحه نمایش و ورود پارامترها به صورت لمسی (HMI) می‌باشد. برد الکترونیکی مربوط به کنترل دما و نمایش داده‌های ارسالی از واحد اندازه‌گیری در داخل جعبه اصلی دستگاه قرار گرفته است.

۲-۴. مشخصات واحد نمایش

مشخصات کلی واحد نمایش رفرکتومتر آزمایشگاهی پریسماتک به صورت زیر می‌باشد.

۲-۴-۱. صفحه نمایش و ورود پارامترها
صفحه نمایش در نظر گرفته شده برای این واحد یک HMI لمسی به ابعاد 4.3in می‌باشد. این رابط گرافیکی کاربر را قادر می‌سازد ضمن مشاهده پارامترهای مختلف، تنظیمات مختلف مربوط به رفرکتومتر آزمایشگاهی پریسماتک را به دلخواه خود تغییر دهد.
۲-۴-۲. جنس بدنه اصلی و درجه حفاظت
بدنه این واحد از جنس پلاستیک آلومینیم می‌باشد و به دلیل ماهیت کنترل اتوماتیک دما (ATC) و نیاز به تبادل هوا از طریق فن‌های خنک کننده، می‌بایست دقت لازم جهت عدم نفوذ رطوبت و گرد و غبار زیار به داخل محفظه آن انجام پذیرد.
۲-۴-۳. دمای کاری قطعات الکترونیکی
واحد نمایش/کنترل قادر است که در بازه دمایی 5°C تا 50°C بدون مشکل کار کند. لذا در محل نصب باید طوری انتخاب شود که دمای این واحد در محدوده استاندارد خود باقی بماند.

۲-۴-۴. ورودی برق تغذیه 220VAC


ورودی برق تغذیه 220VAC می‌باشد که می‌بایست از طریق سوکت کابل تغذیه که همراه با دستگاه ارائه می‌گردد، به آن متصل گردد.

در جدول زیر مشخصات کلی الکترونیکی رفرکتومتر آزمایشگاهی پریسماتک آورده شده است.

مشخصات واحد کنترل/نمایش	
ولتاژ تغذیه	220VAC
دمای کاری قطعات الکترونیکی	-5°C to 50 °C
صفحه نمایش	HMI 4.3 inch
پورت سریال	یک عدد RS485
بدنه و درجه حفاظت	پلاستیک ABS با درجه حفاظت IP67
کنترلر PID تطبیقی دما	یک واحد

۲-۵. ابعاد

در شکل ۲-۳ ابعاد بیرونی رفرکتومتر آزمایشگاهی پریسماتک در دو نمای مختلف نشان داده شده است.



شکل ۲-۳) ابعاد واحد سنسور

٣. تنظيمات

تمامی تنظیمات رفرکتومتر آزمایشگاهی پریسماتک توسط رابط گرافیکی کاربر (HMI) که بر روی درب واحد نمایش قرار دارد انجام می‌گردد. در این بخش به توضیح این تنظیمات پرداخته شده است.

۳-۱. صفحه شروع به کار


با روشن کردن رفرکتومتر آزمایشگاهی پریسماتک پس از لحظاتی یک صفحه مانند شکل زیر روی صفحه رابط گرافیکی کاربر ظاهر می‌شود. در این صفحه لوگو و آدرس سایت شرکت کنترل سیستم خاورمیانه را مشاهده می‌کنید. پس از چند ثانیه، صفحه نمایش رفرکتومتر آزمایشگاهی پریسماتک به صفحه بررسی مشخصات اپتیکی و الکترونیکی وارد می‌شود و پس از بررسی این مشخصات و تنظیم پارامترهای محاسباتی، دستگاه وارد صفحه تنظیم دمای اولیه می‌شود.



شکل ۳-۱) صفحات شروع به کار رفرکتومتر

۲-۳. صفحه تنظیم دمای اولیه

پس از روشن کردن رفرکتومتر آزمایشگاهی پریسماتک، برای تسریع در تنظیم دمای نمونه، سیستم حرارتی دستگاه ابتدا سعی می‌کند که دمای منشور و قطعات داخلی دستگاه را به نزدیکی ۲۰ درجه سانتیگراد برساند به همین خاطر برای مدتی صفحه تنظیم دمای اولیه خودکار باز می‌شود و پس از اینکه دمای برای مدتی در بازه تعیین شده قرار گرفت سیستم در حالت آماده به کار قرار می‌گیرد.




شکل ۲-۳ صفحه تنظیم دمای اولیه

- در این صفحه، دمای منشور به صورت لحظه‌ای نمایش داده می‌شود و کاربر می‌تواند با لمس کردن دکمه Temp Graph، نمودار تغییرات دما را مشاهده نماید. در شکل زیر این صفحه نمایش داده شده است.
- در این مرحله لازم است کمی صبور باشید تا دما در محدوده اولیه خود قرار گیرد.
- جهت سرعت بخشیدن به تنظیم دمای اولیه دستگاه، بهترین کار استفاده از آن در محیطی با دمای بین ۲۰ تا ۲۸ درجه سانتیگراد می‌باشد.

۳-۳. صفحه اصلی (Home)

همان طور که در شکل ۳-۳ مشاهده می‌شود در قسمت بالای این صفحه مقدار اندازه‌گیری شده غلظت بر حسب Brix (بریکس) و یا بر حسب ضریب شکست نمایش داده می‌شود. کاربر می‌تواند با لمس کردن این قسمت جای ضریب شکست و بریکس را عوض کند. کاربر می‌تواند پس از ورود به این صفحه و قرار دادن یک قطره از نمونه مورد نظر خود بر روی منشور و سپس لمس کردن دکمه سبز رنگ Start، پس از چند ثانیه، غلظت نمونه مذکور را بر روی صفحه نمایش دستگاه مشاهده نماید. در شکل ۳-۳ علائم و پارامترهای موجود در این صفحه معرفی شده‌اند.



شکل ۳-۳) صفحه اصلی (Home)


مقدار دمای کنونی منشور	Real	Prism Temperature
مقدار تنظیم شده برای دما (۲۰ درجه)	Set	
ورود به صفحه تنظیمات دستگاه		Setup
دکمه شروع اندازه‌گیری		Start
ذخیره سازی نتایج حاصل از آخرین اندازه‌گیری در حافظه		Last Result

- استاندارد محاسبه غلظت بر حسب ضریب شکست و بریکس در ۲۰ درجه سانتی‌گراد می‌باشد. در صورتی که به هر علتی می‌خواهید نقطه تنظیم دما را به عدد دیگری تغییر دهید می‌بایستی کنترلر دما برای دمای مورد نظر شما مجدداً تنظیم گردد و عمل کالیبراسیون دستگاه در شرایط جدید تکرار شود لذا توصیه می‌شود در این مورد با شرکت کنترل سیستم خاورمیانه تماس حاصل فرمایید.
- نحوه انجام فرآیند نمونه‌گذاری و اندازه‌گیری در بخش چهارم همین دفترچه راهنما به طور کامل توضیح داده شده است.

۴-۳. صفحه تنظیمات دستگاه (Setup)

در این صفحه شش زیر منو وجود دارد که کاربر می تواند با ورود به هر کدام از آنها به یکی از تنظیمات دستگاه دسترسی پیدا کند.

شکل ل ۴-۳ صفحه تنظیمات دستگاه را نمایش می دهد.



شکل ۴-۳ صفحه هشدارهای فعال

تنظیمات مربوط به صفحه نمایش	1-Display
تنظیمات مربوط به کنترلر PID تطبیقی دمای منشور	2-Temp. Controller
تنظیمات کالیبراسیون دستگاه	3-Calibration
عیب یابی دستگاه	4-Diagnostics
تنظیمات ارتباط MODBUS بین سخت افزارهای داخلی دستگاه	5-Communicate
تنظیمات امنیتی	6-Security

در ادامه همین دفترچه راهنما تمامی این تنظیمات توضیح داده شده است.

۳-۴-۱. صفحه تنظیمات صفحه نمایش (Display Setting)

کاربر با استفاده از گزینه‌های موجود در این صفحه می‌تواند عملیاتی همچون کالیبره کردن دقت لمسی صفحه نمایش، تغییر لیست پسورها، کم یا زیاد کردن نور صفحه نمایش و تنظیمات مربوط به تاریخ و ساعت را انجام دهد (شکل ۳-۵).

1- Display Setting
1-1- Touch Panel Calibration
1-2- Enter HMI Menu
1-3- Password List
1-4- Time & Date Setting

شکل ۳-۵) صفحه تنظیمات صفحه نمایش

تنظیمات کالیبره کردن دقت لمسی صفحه نمایش	1-1-Touch Panel Calibration
ورود به صفحه اصلی تنظیمات صفحه نمایش	1-2-Enter HMI Menu
لیست پسورها	1-3-Password List
تنظیمات تاریخ و ساعت	1-4-Time & Date Setting
تنظیم میزان روشنایی صفحه نمایش	Display Brightness

۳-۴-۲. صفحه تنظیمات مربوط به کنترلر PID تطبیقی دمای منشور (Temp. Controller)

رفتومتر آزمایشگاهی پریسماتک دارای سیستم خودکار تنظیم دمای منشور می‌باشد. این سیستم به صورت یک کنترلر تطبیقی از طریق یک الگوریتم خاص دمای منشور را در بازه کوچکی حول ۲۰ درجه سانتیگراد نگهداری می‌کند. این سیستم تنظیم دما دارای سه گروه پارامتر می‌باشد که چگونگی عملکرد سیستم را مشخص می‌کند.

شکل ۳-۶ صفحه اصلی این تنظیمات را نشان می‌دهد.

2- Temperature Controller Setting

2-1- PID Controller Setting

2-2- Adaptive Controller Setting

2-3- Parameters



شکل ۳-۶) صفحه تنظیمات مربوط به کنترلر PID تطبیقی دمای منشور

تنظیم پارامترهای اصلی کنترلر PID	2-1-PID Controller Setting
تنظیم پارامترهای کنترلر تطبیقی	2-2-Adaptive Controller Setting
تنظیم زمانبندی دمایی	2-3-Parameters

تنظیمات کنترلر اتوماتیک دمای منشور قبل از فروش دستگاه یک بار توسط واحد تنظیم و کالیبراسیون شرکت کنترل سیستم خاورمیانه انجام شده است. لذا توصیه می‌شود در صورتی که مشکلی در عملکرد سیستم حرارتی وجود ندارد از دستکاری این مقادیر خودداری نمایید و در صورت نیاز، قبل از هر تغییری با کارشناسان شرکت مشورت نمایید.

۳-۵. صفحه کالیبراسیون (Calibration):

تنظیمات مربوط به کالیبراسیون دستگاه در مسیر زیر در دسترس کاربر قرار دارد:

Setup>> 3- Calibration

شکل ۳-۷ صفحه کالیبراسیون دستگاه را نمایش می‌دهد.

3- Calibration Menu

3-1- nD Calibration

3-2- Temperature Sensor Calibration

3-3- Humidity Sensor Calibration


شکل ۳-۷) صفحه کالیبراسیون

کالیبراسیون ضریب شکست بر اساس بریکس	3-1- nD Calibration
کالیبراسیون سنسور دما	3-2- Temperature sensor Calibration
کالیبراسیون سنسور رطوبت داخل محفظه واحد اندازه‌گیری	3-3- Humidity Sensor Calibration

این بخش شامل تمامی مراحل کالیبراسیون دستگاه می‌باشد که به طور کامل در بخش "دستورالعمل استفاده و کالیبراسیون" همین دفترچه راهنما توضیح داده شده است.

۳-۶. صفحه عیب‌یابی دستگاه

در این صفحه تمامی پارامترهای عملکردی دستگاه جهت بررسی و عیب‌یابی آن در معرض دید کاربر قرار می‌گیرد. مسیر زیر را برای ورود به این صفحه دنبال نمایید:

Setup>> 4-Diagnostics

شکل زیر این صفحه را نشان می‌دهد.

4- Diagnostics Menu

4-1- Sensor Unit Diagnostics

4-2- Display Unit Diagnostics

4-3- Alarm Setting

4-4- CCD Image



شکل ۳-۸) صفحه عیب‌یابی دستگاه	
پارامترهای عیب‌یابی واحد اندازه‌گیری	4-1- Sensor Unit Diagnostics
پارامترهای عیب‌یابی واحد نمایش	4-2- Display Unit Diagnostics
تنظیمات هشدارها	4-3- Alarm Setting
تصویر نور برگشتی از سطح نمونه	4-4- CCD Image

در صفحات عیب‌یابی واحد اندازه‌گیری و نمایش پارامترهایی نظیر دمای بوردهای الکتریکی، ولتاژ آنها، مدت زمان روشن بودن، مدت زمان Standby، مدت زمان انجام هر سیکل از برنامه پردازنده مرکزی دستگاه و... نمایش داده شده‌است.

۳-۶-۱. صفحه تنظیمات هشدارها (Alarm Setting)

برای ورود به این بخش مسیر زیر را دنبال نمایید.

Setup >>4-Diagnostics >>4-3- Alarm Setting

با تنظیم مقادیر موجود در این صفحه می توان نحوه تشخیص خطا و مدت زمان خاموش شدن اتوماتیک دستگاه را تغییر داد.

شکل زیر این صفحه را نمایش می دهد.

4-3- Diagnostics > Alarm Setting

CCD Low Limit Detection Pixel = **9999** Pixel

Low Image Quality Detection Level = **9999**

Standby Off Delay Time = **9999** Minutes

Peltier Off Delay Time = **9999** Minutes



شکل ۳-۹) صفحه تنظیمات هشدارها	
حد پایین تشخیص خطا در CCD	CCD Low Limit Detection Pixel
سطح تشخیص کثیف بودن منشور	Low Image Quality Detection Level
مدت زمان خاموش شدن اتوماتیک صفحه نمایش	Standby Off Delay Time
مدت زمان خاموش شدن اتوماتیک سیستم کنترل دما	Peltier Off Delay Time

صفحه نمایشگر پس از مدت زمانی که در "Standby Off Delay Time" تعیین می کنید به طور اتوماتیک خاموش می شود. برای روشن کردن مجدد نمایشگر، کلید Power را در پایین نمایشگر لمسی دستگاه فشار دهید.

سیستم تنظیم اتوماتیک دما پس از مدت زمان تعیین شده در "Peltier Off Delay Time" به طور خودکار خاموش می شود. برای روشن کردن مجدد این سیستم نیز، کلید Power را در پایین نمایشگر لمسی دستگاه فشار دهید.


۳-۶-۲. تصویر نور برگشتی از سطح نمونه

از مسیر زیر وارد این صفحه شوید.

۳

Menu>> 1-Display Unit

در این زیرمنو تصویر نور دریافت شده توسط حسگر نوری دستگاه (CCD) نمایش داده شده است. شکل ۳-۱۰ این صفحه را نشان می‌دهد.



شکل ۳-۱۰ صفحه تصویر نور برگشتی از سطح نمونه

B_Tmp	دمای برد الکترونیکی CCD
Humidity	رطوبت برد الکترونیکی واحد اندازه‌گیری
FDP	مرز بین تاریکی و روشنایی در تصویر دریافتی توسط CCD
Quality	کیفیت تصویر دریافتی توسط CCD
Base	سطح مبنای نور
LED	شدت جریان LED
CCD	سطح نور در CCD
CCD_SP	نقطه تنظیم سطح نور در CCD

☛ کلید چند وضعیتی که در شکل بالا در حالت "TC, Cut, US" قرار دارد حالت‌های مختلف سیگنال نور پردازش شده را تغییر می‌دهد. برای این کار این کلید را لمس نمایید.

☛ این نمودار تنها در زمان اندازه‌گیری غلظت (زمان بین Start کردن و مشاهده نتایج اندازه‌گیری) قابل استناد است.

۳-۷. صفحه تنظیم نحوه ارتباط بخش‌های داخلی دستگاه (Communicate)

در این صفحه پارامترهای مربوط به نحوه برقراری ارتباط بین واحد اندازه‌گیری و واحد نمایش از طریق پروتکل سریال Modbus قابل تنظیم است.

برای دسترسی به این بخش مسیر زیر را دنبال نمایید:

Setup>> 5-Communicate

توصیه اکید می‌گردد که به هیچ عنوان تغییری در پارامترهای این بخش ندهید.

۳-۸. منوی تنظیمات مربوط به کارخانه (Security)

این بخش مربوط به تنظیمات اولیه در شرکت کنترل سیستم خاورمیانه می‌باشد لذا از دسترس کاربر خارج شده است.

٤. دستور العمل كاليبراسيون و استفاده

به منظور حصول اطمینان از اندازه‌گیری دقیق و عملکرد مناسب و سریع، اصول به کارگیری و استفاده از دستگاه باید با دقت فراوان رعایت شود. توضیحاتی که در این قسمت ارائه شده است برای تمام مدل‌ها قابل‌اعمال می‌باشد.

۴-۱. کالیبراسیون

کالیبراسیون رفرکتومتر آزمایشگاهی پریسماتک در چند مرحله به ترتیب زیر انجام می‌پذیرد. لازم به ذکر است که برای اندازه‌گیری دقیق حتماً می‌بایست ترتیب زیر رعایت گردد.

- I. کالیبراسیون دماسنج
- II. کالیبراسیون زاویه شکست
- III. کالیبراسیون ضریب شکست بر اساس بریکس

علاوه بر موارد فوق لازم است سنسور رطوبت داخلی دستگاه نیز به خوبی کالیبره شود. این کار برای مانیتور کردن رطوبت داخل محفظه سنسور انجام می‌پذیرد.

کالیبراسیون دقیق دستگاه نیازمند انجام دقیق مراحل آن می‌باشد. از آنجا که عملکرد نهایی دستگاه به شدت تحت تاثیر صحت کالیبراسیون آن می‌باشد، کالیبراسیون تمامی رفرکتومترهای آزمایشگاهی پریسماتک قبل از خروج از شرکت توسط کارشناسان واحد تنظیم و کالیبراسیون، انجام می‌گردد. لذا توصیه می‌گردد که به منظور جلوگیری از ایجاد خطا در عملکرد دستگاه، قبل از اعمال هرگونه تغییراتی در پارامترهای کالیبراسیون آن، با کارشناسان کالیبراسیون شرکت کنترل سیستم خاورمیانه تماس حاصل فرمایید.

۴-۱-۱. کالیبراسیون دماسنج

به منظور تنظیم اتوماتیک دمای نمونه در دمای استاندارد ۲۰ درجه سانتیگراد لازم است که دماسنج دستگاه به طور کامل تنظیم و کالیبره شود. برای دسترسی به منوی انجام این تنظیمات مسیر زیر را دنبال نمایید.

Setup>> 3-Calibration>> 3-2-Temperature Sensor Calibration

در شکل ۴-۱ منوی کالیبراسیون دماسنج دستگاه نمایش داده شده است.

3-2- Calibration > Temperature Sensor Calibration

No	C. Raw Temp.	Real Temp.
1	99999	-99.99
2	99999	-99.99
3	99999	-99.99
4	99999	-99.99
5	99999	-99.99
6	99999	-99.99

Raw H. Temp. =	99999
Scaled H. Temp. =	99.99 °C
Temp. Offset =	-9.99 °C
C. Head Temp. =	99.99 °C
Damping Time =	999 Cyc
C. Head Temp. =	99.99 °C

شکل ۴-۱) منوی کالیبراسیون دماسنج

C. Raw Temp.	Real Temp.	Raw H. Temp	Scaled H. Temp
عدد خام دماسنج منشور	دمای واقعی مرجع	عدد خام اندازه گیری شده	دمای حاصل از مقیاس جدول
Temp. Offset	C. Head Temp.	Damping Time	C. Head Temp.
آفست دمایی	دما پس از اعمال آفست	تعداد سیکل میانگین گیری دما	دمای نهایی کالیبره شده

به دلیل تاخیر موجود بین دمای نوک منشور و محل قرارگیری دماسنج دستگاه، انجام دقیق کالیبراسیون دماسنج مستلزم یک سیستم دقیق سنجش و پایش دما می باشد برای این کار دماسنج به کار رفته در فرکتومترهای آزمایشگاهی پریسماتک قبل از مونتاز جداگانه کالیبره می شوند لذا توصیه می گردد که در صورتی که مشکلی در اندازه گیری دما توسط دستگاه وجود ندارد از تغییر پارامترهای کالیبراسیون دستگاه خودداری نمایید.

۲-۱-۴. کالیبراسیون زاویه شکست

قبل از انجام کالیبراسیون نهایی بر روی ضریب شکست و بریکس نمونه، لازم است که اولین پیکسل تاریک (FDP) در بیشینه و کمینه بازه اندازه گیری دستگاه برای آن تعریف شود. این کار با ورود به آدرس زیر انجام می گردد.

۴

Setup>> 3-Calibration>> 3-1- nD Calibration>> Refractive Angle Scaling Program

در شکل ۲-۴ تنظیمات این بخش نمایش داده شده است.

3-1-1- FDP to Refraction Angle & Raw nD Scaling

Min. Refracted Angle (For Brix 50) = -99.9999 Deg

Max. Refracted Angle (For Brix 0) = -99.9999 Deg

First Dark Pixel (FDP) Value = 9999

Minimum FDP (For Brix 50) = 9999

Maximum FDP (For Brix 0) = 9999

Scaled Refracted Angle = -99.9999 Deg

Prism nD (Refractive Index) = 9.9999

Raw Refraction Index (Raw nD) = -9.99999


شکل ۲-۴) تنظیمات کالیبراسیون اولیه زاویه شکست

زاویه شکست معادل بریکس ۵۰	Min Ref Ang(For Brix50)
زاویه شکست معادل بریکس صفر	Max Ref Ang(For Brix0)
اولین پیکسل تاریک	FDP Value
مقدار FDP برای ۵۰ بریکس	Min FDP(For Brix 50)
مقدار FDP برای صفر بریکس	Max FDP(For Brix 0)
مقدار زاویه شکست پس از مقیاس شدن	Scaled Ref Angle
ضریب شکست منشور	Prism nD
ضریب شکست خام قبل از کالیبراسیون نهایی	Raw Ref Index

جهت انجام این مرحله از کالیبراسیون، تنها کافیست دو پارامتر Min FDP(For Brix 0) و Max FDP(For Brix 50) را با ترتیب زیر وارد نمایید.

- ۱ • یک قطره آب مقطر (صفر بریکس) را روی منشور دستگاه قرار دهید و چند ثانیه صبر کنید که مقدار نشان داده شده در قسمت First Dark Pixel(FDP) value ثابت شود.
- ۲ • مقدار خوانده شده در First Dark Pixel(FDP) value را در کادر آبی رنگ مقابل Max FDP(For Brix 0) وارد نمایید.
- ۳ • سطح منشور را با یک دستمال نرم کاملاً پاک و خشک نمایید.
- ۴ • یک قطره محلول با غلظت ۵۰ بریکس (۵۰ درصد وزنی آب/ساکارز) را روی منشور دستگاه قرار دهید و چند ثانیه صبر کنید که مقدار نشان داده شده در قسمت First Dark Pixel(FDP) value ثابت شود.
- ۵ • مقدار خوانده شده در First Dark Pixel(FDP) value را در کادر آبی رنگ مقابل Max FDP(For Brix 0) وارد نمایید.

۴-۳. کالیبراسیون ضریب شکست بر اساس بریکس

از طریق آدرس زیر به مرحله پایانی کالیبراسیون دستگاه وارد شوید:

Setup>> 3-Calibration>> 3-1- nD Calibration

این مرحله مهمترین و تاثیر گذارترین بخش کالیبراسیون دستگاه می باشد که می بایست با دقت بسیار زیاد انجام شود. در شکل زیر صفحه مربوط به تنظیمات این بخش نمایش داده شده است.

3-1- Calibration > nD Calibration				F.D.P.= 9999
No	Reference nD	Reference Brix	Measured nD	Refractive Angle Scaling Program
1	-9.99999	-99.99	-9.99999	Ref. Ang -99.9999 Deg
2	-9.99999	-99.99	-9.99999	Raw nD -9.99999
3	-9.99999	-99.99	-9.99999	Cal. nD -9.99999
4	-9.99999	-99.99	-9.99999	Damp.= 999 Cycles
5	-9.99999	-99.99	-9.99999	Dmp nD -9.99999
6	-9.99999	-99.99	-9.99999	Cal. Brix -99.99


شکل ۴-۳) صفحه کالیبراسیون ضریب شکست بر اساس بریکس

ضریب شکست خام	Raw nD	ضریب شکست مرجع	Reference nD
ضریب شکست کالیبره شده	Cal. nD	بریکس مرجع	Reference Brix
تعداد سیکل میانگین گیری	Damp	ضریب شکست اندازه گیری شده	Measured nD
ضریب شکست نهایی	Dmp nD	اولین پیکسل تاریک	F.D.P
بریکس نهایی	Cal. Brix	زاویه شکست	Ref. Ang

در الگوریتم طراحی شده برای کالیبراسیون نهایی دستگاه، میزان ضریب شکست خام بدست آمده در محاسبات ابتدایی دستگاه با ورود به برنامه کالیبراسیون مطابق با جدول مقیاس شده و پس از میانگینگیری از آن در چند سیکل کاری دستگاه تبدیل به مقدار نهایی نشان داده شده به عنوان غلظت نهایی نمونه می گردد.

برای انجام این مرحله از کالیبراسیون، لازم است ابتدا شش محلول (در مدل BPTR100 یازده محلول) با غلظت های 0%Brix، 10%Brix، 20%Brix، ...، 50%Brix بریکس (در مدل BPTR100 تا غلظت 100%Brix) را به عنوان محلول مرجع جهت کالیبراسیون آماده نمایید. یکی از ساده ترین راه های آماده سازی این محلول ها استفاده از محلول ساکارز در آب مقطر با درصد وزنی به وزنی مشخص است. (صفر گرم ساکارز+۱۰ گرم آب مقطر معادل 0%Brix، ۱۰ گرم ساکارز+۹۰ گرم آب مقطر معادل 10%Brix و...) دقت نمایید که محلول های مرجع کالیبراسیون در ظرف هایی کاملا در بسته نگهداری شوند.

در جدول زیر نحوه انجام کالیبراسیون نهایی دستگاه با استفاده از پارامترهای موجود در این بخش نمایش داده شده است.



➤ هر چقدر مراحل کالیبراسیون با حوصله بیشتری انجام شود، دقت اندازه‌گیری ضریب شکست نمونه و بریکس آن بیشتر خواهد بود.

➤ اگر در انجام کالیبراسیون و تنظیمات با مشکلی مواجه شدید می‌توانید از طریق ایمیل یا تلفن موضوع را با کارشناسان شرکت کنترل سیستم خاورمیانه در میان بگذارید.

(www.controlssystemco.com)

۴-۲. انتخاب محل قرار دادن دستگاه


رفرکتومتر آزمایشگاهی پریسماتک در بیشتر موارد با توجه به شرایط جوی می‌تواند در فضاهای باز و مسقف مورد استفاده قرار گیرد. با این حال توصیه می‌شود محلی را برای استفاده دائمی از دستگاه انتخاب کنید که دمای آن بین ۲۰ تا ۲۷ درجه سانتیگراد باشد. این کار سبب می‌گردد که تنظیم دمای منشور با سرعت بیشتری انجام شود و فراجهدش کمتری در تنظیم اولیه دما ایجاد شود. همچنین با این کار زمان نشست در سیستم کنترل دما پایین می‌آید.

- دقت کنید که محل قرار دادن دستگاه مرطوب نباشد. رطوبت بیش از حد معمول می‌تواند وارد بخش‌های الکترونیکی دستگاه شود و موجب بروز ایرادات سخت افزاری شود.
- در صورتی که از سنسور در سالن‌های تولید استفاده می‌نمایید بهتر است آن را روی یک جعبه یا میز مخصوص قرار دهید تا از ورود احتمالی آب و مواد مختلف به داخل محفظه آن جلوگیری شود.

۳-۴. دستور العمل استفاده از دستگاه

برای شروع کار با دستگاه مراحل زیر را به ترتیب دنبال کنید:

- I. دستگاه را در محل مناسب قرار دهید.
- II. کابل برق ورودی را به محل ترمینال واقع در پشت دستگاه متصل نمایید و کلید دو وضعیت برق اصلی که در بالای محل اتصال کابل قرار دارد را روی (1) قرار دهید.
- III. دکمه Power را که در زیر صفحه نمایش دستگاه قرار دارد را برای مدت کوتاهی نگهدارید تا دستگاه روشن شود.
- IV. منتظر بمانید تا پارامترهای راه اندازی دستگاه بررسی شود و وارد صفحه تنظیم دمای اولیه دستگاه شوید.
- V. صبر کنید تا سیستم تنظیم دمای خودکار، دمای منشور را به نزدیکی ۲۰ درجه سانتیگراد برساند و نمایشگر وارد صفحه اصلی (Home) شود. دستگاه آماده نمونه گذاری و اندازه گیری غلظت نمونه است.




شکل ۴-۴) مراحل راه اندازی اولیه دستگاه

۱- صفحه ابتدایی	۲- چک کردن مشخصات اپتیکی و الکترونیکی
۳- تنظیم دمای اولیه	۴- صفحه اصلی (Home)


پس از انجام مراحل بالا جهت راه‌اندازی اولیه، دستگاه آماده نمونه‌گذاری و اندازه‌گیری غلظت نمونه است. برای این منظور مراحل زیر را دنبال نمایید:

- i. سطح منشور را کاملاً تمیز و خشک نمایید.
- ii. با استفاده از قطره چکان یک قطره از نمونه مورد نظر را روی منشور دستگاه قرار دهید و درب آن را ببندید.
- iii. در صفحه اصلی دستگاه (Home) دکمه Start را لمس کنید و منتظر بمانید تا پروسه اندازه‌گیری انجام شود.



شکل ۴-۵) دکمه شروع اندازه‌گیری غلظت

- iv. پس از پایان اندازه‌گیری، نتایج حاصل از آن به دو صورت ضریب شکست و یا برحسب درصد بریکس بر روی صفحه دستگاه ظاهر می‌گردد. در این حالت با لمس کردن عدد نمایش داده شده به عنوان غلظت نمونه، می‌توانید جای ضریب شکست و Brix را با یکدیگر تعویض نمایید.



شکل ۴-۶) تعویض محل نمایش غلظت بر حسب ضریب شکست و Brix در صفحه نمایش نتایج



در صورتی که سطح منشور کثیف باشد در زمان اندازه گیری یک پیام خطا روی نمایشگر دستگاه با عنوان Prism Coated نمایش داده می شود. در این حالت سطح منشور را با یک دستمال نرم و تمیز پاک و سپس خشک نمایید و مجدداً اندازه گیری را انجام دهید.

۴-۳-۱. ذخیره سازی و مشاهده نتایج

در صفحه نمایش نتایج سه دکمه با نام های "Save Sample"، "Print Screen" و "Memory" جهت ذخیره سازی و مشاهده نتایج قبلی حاصل از اندازه گیری، تعبیه شده است.

دکمه "Save Sample"
با لمس کردن این کلید می توانید نتایج حاصل از اندازه گیری اخیر را در حافظه دستگاه ذخیره سازی نموده و در قسمت "Memory" آنرا مشاهده نمایید.
دکمه "Print Screen"
در صورتی که می خواهید نتایج اندازه گیری را بر روی کاغذ چاپ نمایید می بایست چاپگر مخصوص رفرکتومتر آزمایشگاهی پریسماتک را از طریق پورت تعبیه شده در پشت دستگاه به آن متصل نمایید. سپس دکمه "Print Screen" را لمس نمایید تا نتیجه آخرین اندازه گیری بر روی کاغذ چاپ شود.
دکمه "Memory"
تمامی نتایج حاصل از اندازه گیری غلطت که در گذشته با استفاده از دکمه "Save Sample" در حافظه دستگاه ذخیره شده است را می توانید در این بخش مشاهده نمایید.

	Date	Time	Brix	RI (nD)	
9	2010/12/31	23:59:59	-99.99	-9.99999	↑
8	2010/12/31	23:59:59	-99.99	-9.99999	
7	2010/12/31	23:59:59	-99.99	-9.99999	↓
6	2010/12/31	23:59:59	-99.99	-9.99999	
5	2010/12/31	23:59:59	-99.99	-9.99999	↓
4	2010/12/31	23:59:59	-99.99	-9.99999	
3	2010/12/31	23:59:59	-99.99	-9.99999	↓
2	2010/12/31	23:59:59	-99.99	-9.99999	
1	2010/12/31	23:59:59	-99.99	-9.99999	←

Save to Flash

Delete

Print Screen

Save Sample

Graph

BACK

شکل ۴-۷) صفحه نتایج ذخیره شده بر روی حافظه دستگاه

ذخیره سازی مقادیر بر روی فلش مموری	Save To Flash
پاک کردن اطلاعات موجود روی حافظه دستگاه	Delete
چاپ کردن مقادیر بر روی کاغذ	Print Screen
ذخیره سازی آخرین نتیجه اندازه گیری بر روی حافظه دستگاه	Save Sample
مشاهده نمودار نتایج ذخیره سازی شده	Graph

در این صفحه کاربر می‌تواند پس از متصل کردن یک فلش مموری را در محل پورت آن در پشت دستگاه و لمس کردن دکمه "Save To Flash" تمامی اطلاعات ذخیره سازی شده بر روی حافظه دستگاه را بر روی فلش مموری با فرمت "CSV" ذخیره سازی نماید.

اطلاعات ذخیره شده در حافظه دستگاه، پس از هر بار خاموش کردن آن از بین می‌روند. لذا در صورتی که به آنها نیاز دارید قبل از خاموش کردن دستگاه حتماً آنها را ذخیره سازی نمایید.

۴-۴. نگهداری و اقدامات دوره‌ای

رفرکتومتر آزمایشگاهی پریسماتیک به گونه‌ای طراحی و ساخته شده است که نیاز به نگهداری و بازدیدهای منظم دوره‌ای به حداقل رسیده است. زیرا هیچ کدام از قطعات به کاررفته در آن متحرک نیستند و قطعات الکتریکی با بالاترین دقت و کیفیت انتخاب شده‌اند. با این وجود برای حصول اطمینان از سالم ماندن و عملکرد صحیح آن موارد زیر را در نظر بگیرید:

- ◀ حتی المقدور دستگاه را در محیطی تمیز و بدون رطوبت نگهداری نمایید.
- ◀ پس از هر مرحله اندازه‌گیری منشور را با یک دستمال نرم تمیز و سپس خشک کنید.
- ◀ بهتر است محل قرار دادن دستگاه دمایی بین ۲۰ تا ۲۸ درجه سانتیگراد داشته باشد.

در این بخش نحوه رفع اشکالاتی که ممکن است به سبب استفاده نامناسب و یا شرایط کاری غیراستاندارد برای رفرکتومتر آزمایشگاهی پریسماتیک ایجاد شود توضیح داده شده است. همچنین به شرح نحوه نگهداری و اقدامات دوره‌ای لازم برای بهبود عملکرد این سیستم پرداخته می‌شود.

۴-۴-۱. هشدارها

ممکن است حین کارکرد سیستم و یا پس از نصب، اشکالاتی در کارکرد دستگاه ایجاد شود. در این هنگام، یک پیام حاوی هشدار مربوطه بر روی صفحه HMI پدیدار می‌شود. هشدارهای متداول در رفرکتومتر آزمایشگاهی پریسماتیک و نحوه برطرف کردن آنها را در جداول زیر مشاهده می‌نمایید.

Prism Coated
<p>در صورتی که سطح منشور کثیف باشد در محل نمایش میزان غلظت در صفحه نتایج، پیغام "Prism Coated" ظاهر می‌گردد.</p> <p>✍ برای رفع این ایراد با یک دستمال نرم سطح منشور را کاملاً تمیز و سپس خشک نمایید و با ورود با صفحه "Home" اندازه‌گیری را مجدداً تکرار کنید.</p>
Low Limit
<p>این هشدار به دو دلیل اتفاق می‌افتد:</p> <p>✍ بدون اینکه نمونه‌ای روی منشور بگذارید کلید "Start" را لمس کنید.</p> <p>✍ کالیبراسیون دستگاه بدرستی انجام نشده باشد.</p>
High Limit
<p>این هشدار به دو دلیل اتفاق می‌افتد:</p> <p>✍ غلظت نمونه بیشتر از محدوده قابل اندازه‌گیری توسط دستگاه باشد.</p> <p>✍ کالیبراسیون دستگاه بدرستی انجام نشده باشد.</p>

علاوه بر هشدارهای متداولی که بیان شد، چند هشدار دیگر نیز وجود دارند که در صورت ایجاد هرگونه ایراد سخت‌افزاری در دستگاه به کاربر نمایش داده می‌شوند. این هشدارها به صورت منوهای باز شونده به کاربر نمایش داده می‌شوند و کاربر می‌تواند با لمس کردن علامت ضربدر در گوشه آنها، این پیغام‌ها را ببندد.

در صورت مشاهده هشدارهای سخت‌افزاری دستگاه را خاموش نمایید و با شرکت کنترل سیستم ختورمیانہ تماس حاصل فرمایید.

☑ در پیوست شماره چهار همین دفترچه، فهرست هشدارها و علت آنها آورده شده است.

۲-۴-۴. بررسی میزان رطوبت واحد سنسور

رفرکتومتر آزمایشگاهی پریسماتیک مجهز به سنسور تشخیص رطوبت می‌باشد و در صورتی که رطوبت درون واحد سنسور از حد استاندارد (حداکثر 25) بالاتر رود مسئله را از طریق یک پیغام هشدار (High Sensor Humidity) به صورت یک پنجره جداگانه در صفحه HMI اطلاع می‌دهد.

در صورتی که با پیغام خطای رطوبت بالا مواجه شدید، برق تغذیه را قطع کنید و موضوع را در اسرع وقت به کارشناسان شرکت کنترل سیستم خاورمیانہ اطلاع دهید.

۵. پیوستها

۵-۱. پیوست ۱: نقشه منوهای رفرکتومتر آزمایشگاهی پریسماتک

Home	Start	شروع اندازه‌گیری		
	Memory	مشاهده نتایج ذخیره شده در حافظه دستگاه		
	Setup	1-Display	1-1 Touch Panel Calibration	تنظیمات کالیبره کردن دقت لمسی صفحه نمایش
			1-2 Enter HMI Menu	ورود به صفحه اصلی تنظیمات صفحه نمایش
			1-3 Password List	لیست پسوردها
			1-4 Time/Date Setting	تنظیمات تاریخ و ساعت
		2-Temp. Controller	2-1- PID Controller Setting	تنظیم پارامترهای اصلی کنترلر PID
			2-2- Adaptive Controller Setting	تنظیم پارامترهای کنترلر تطبیقی
			2-3- Parameters	تنظیم زمانبندی دمایی
		3-Calibration	3-1- nD Calibration	کالیبراسیون ضریب شکست بر اساس بریکس
			3-2- Temperature Sensor Calibration	کالیبراسیون سنسور دما
			3-3- Humidity Sensor Calibration	کالیبراسیون سنسور رطوبت داخل محفظه واحد اندازه‌گیری
		4-Diagnostics	4-1- Sensor Unit Diagnostics	پارامترهای عیب‌یابی واحد اندازه‌گیری
			4-2- Display Unit Diagnostics	پارامترهای عیب‌یابی واحد نمایش
			4-3- Alarm Setting	تنظیمات هشدارها
			4-4- CCD Image	تصویر نور برگشتی از سطح نمونه
		5-Communicate	تنظیمات از تباط Modbus بین اجزای الکترونیکی دستگاه	
6-Security	تنظیمات مربوط به کارخانه			



پیوست ۲: فهرست پارامترهای قابل تنظیم و کلیدهای موجود در واحد نمایش/کنترل

B	
B_Tmp	دمای برد الکترونیکی CCD
Base	سطح مبنای نور
C	
C. Head Temp.	دمای نهایی کالیبره شده
C. Raw Temp.	عدد خام دماسنج منشور
Cal. Brix	بریکس نهایی
Cal. nD	ضریب شکست کالیبره شده
CCD	سطح نور در CCD
CCD Low Limit Detection Pixel	حد پایین تشخیص خطا در CCD
CCD_SP	نقطه تنظیم سطح نور در CCD
D	
Damp	تعداد سیکل میانگین گیری
Damping Time	تعداد سیکل میانگین گیری دما
Delete	پاک کردن اطلاعات موجود روی حافظه دستگاه
Dmp nD	ضریب شکست نهایی
F	
F.D.P	اولین پیکسل تاریک
FDP	مرز بین تاریکی و روشنایی در تصویر دریافتی توسط CCD
FDP Value	اولین پیکسل تاریک
G	
Graph	مشاهده نمودار نتایج ذخیره سازی شده
H	
Humidity	رطوبت برد الکترونیکی واحد اندازه گیری
L	
Last Result	ذخیره سازی نتایج حاصل از آخرین اندازه گیری در حافظه
LED	شدت جریان LED
Low Image Quality Detection Level	سطح تشخیص کثیف بودن منشور
M	
Max FDP(For Brix 0)	مقدار FDP برای صفر بریکس

Max Ref Ang(For Brix0)	زاویه شکست معادل بریکس صفر
Measured nD	ضریب شکست اندازه‌گیری شده
Min FDP(For Brix 50)	مقدار FDP برای ۵۰ بریکس
Min Ref Ang(For Brix50)	زاویه شکست معادل بریکس ۵۰
P	
Peltier Off Delay Time	مدت زمان خاموش شدن اتوماتیک سیستم کنترل دما
Print Screen	چاپ کردن مقادیر بر روی کاغذ
Prism nD	ضریب شکست منشور
Prism Temperature (Real)	مقدار دمای کنونی منشور
Prism Temperature (Set)	مقدار تنظیم شده برای دما (۲۰درجه)
Q	
Quality	کیفیت تصویر دریافتی توسط CCD
R	
Raw H. Temp	عدد خام اندازه‌گیری شده
Raw nD	ضریب شکست خام
Raw Ref Index	ضریب شکست خام قبل از کالیبراسیون نهایی
Real Temp.	دمای واقعی مرجع
Ref. Ang	زاویه شکست
Reference Brix	بریکس مرجع
Refrence nD	ضریب شکست مرجع
S	
Save Sample	ذخیره سازی آخرین نتیجه اندازه‌گیری بر روی حافظه دستگاه
Save To Flash	ذخیره‌سازی مقادیر بر روی فلش مموری
Scaled H. Temp	دمای حاصل از مقیاس جدول
Scaled Ref Angle	مقدار زاویه شکست پس از مقیاس شدن
Setup	ورود به صفحه تنظیمات دستگاه
Standby Off Delay Time	مدت زمان خاموش شدن اتوماتیک صفحه نمایش
Start	دکمه شروع اندازه‌گیری
T	
Temp. Offset	آفست دمایی

پیوست ۳: فهرست هشدارها

No.	پیغام هشدار	علت هشدار
1	Prism Coated	تشکیل رسوب بر روی منشور
2	Brix Low Limit	غلظت نمونه پایین است
3	Brix High Limit	غلظت نمونه بالاست
4	Panel High CPU Temperature	دمای پردازندهٔ برد واحد نمایشگر بالاست
5	Panel Low CPU Temperature	دمای پردازندهٔ برد واحد نمایشگر پایین است
6	Panel 3.3 Volts Error	ولتاژ نمایشگر پایین است
7	Panel EEPROM Save Error	خطا در ذخیره سازی پارامترها
8	Sensor High CPU Temperature	دمای پردازندهٔ برد واحد اندازه‌گیری بالاست
9	Sensor Low CPU Temperature	دمای پردازندهٔ برد واحد اندازه‌گیری پایین است
10	Sensor High Board Humidity	رطوبت بالا واحد اندازه‌گیری
11	Sensor Voltage (3.3V) Error	خطا در ولتاژ 3.3V واحد اندازه‌گیری
12	Sensor Voltage (5V) Error	خطا در ولتاژ 5V واحد اندازه‌گیری
13	Sensor Light Source Error (Maybe It is OFF)	خطا در نور LED
14	Sensor Head Temp. Sensor Open Circuit	قطعی در سنسور دمای منشور
15	Sensor CCD Base Level Is High	خطا در حداکثر نور دریافتی توسط CCD
16	Sensor CCD Base Level Is Low	خطا در حداقل نور دریافتی توسط CCD
17	Sensor EEPROM Save Error	خطا در ذخیره سازی پارامترهای سنسور
18	Sensor Disconnected	خطا در ارتباط واحد اندازه‌گیری و واحد نمایشگر



WWW.CONTROLSYSTEMCO.COM